

人と医療のあいだに・・・

**JMS**

# アンセル ニトリルグローブ

非天然ゴム製検査・検診用手袋

一般医療機器



# アンセル ニトリルグローブ

一般医療機器

非天然ゴム製検査・検診用手袋 医療機器届出番号：34B1X0001000068

化学療法薬剤の試験\*実施済み

ラテックスたん白ゼロ

パウダーフリー

指先は滑り止め加工

※ASTM D6978-05 抗がん剤浸透試験



Extra Protection Long Cuff



**E.P.**

ロングカフ

**Extra Protection Long Cuff**

仕様

厚み	指先	0.12mm
	掌	0.10mm
	カフ	0.08mm
全長		295mm

規格

品番	JANコード	サイズ
JG-NTEPSSX	4987494094509	SS
JG-NTEPSX	4987494094516	S
JG-NTEPMX	4987494094523	M
JG-NTEPLX	4987494094530	L

梱包単位：100枚 × 10箱 = 1,000枚

仕様

厚み	指先	0.08mm
	掌	0.06mm
	カフ	0.05mm
全長		240mm

規格

品番	JANコード	サイズ
JG-NTBSSX	4987494082742	SS
JG-NTBSX	4987494082759	S
JG-NTBMX	4987494082766	M
JG-NTBLX	4987494082773	L

梱包単位：150枚 × 10箱 = 1,500枚

## 使用上の注意

- ・本品は使用1回限りですので、再使用はしないで下さい。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止して下さい。  
(体質により、上記の症状があらわれることがあります。)
- ・製品に破損・変形・ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないで下さい。
- ・薬品、溶剤によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるため、確認の上、使用して下さい。

- ・刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があいたりする可能性があるため、確認の上、使用して下さい。
- ・使用時に本品が破れた場合には、新しい製品に交換して下さい。
- ・使用者は感染防止に配慮して安全な方法で処分して下さい。
- ・ご使用に際しては、添付文書をお読み下さい。
- ・ASTMとは、ASTM International (旧称：米国試験材料協会<ASTM>)が策定・発行する国際的な工業規格です。  
本品における試験結果等の詳細については、別途お問い合わせ下さい。

**JMS**  
http://www.jms.cc

製造販売元  
株式会社 ジェイ・エム・エス  
お問い合わせ先  
東京本社 第一営業部 TEL(03)6404-0601  
〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル

**Ansell**

E-mail: info@ansell.jp  
http://www.ansell.jp (国内)  
http://www.ansell.com (海外)