



人と医療のあいだに…



JMSニトリルグローブ

— 非天然ゴム製 検査・検診用手袋 —

JMSニトリルグローブ

一般医療機器

— 非天然ゴム製 検査・検診用手袋 —

製品特徴

- **ラテックスフリー**
I型アレルギーの原因となる天然ゴムラテックスを含みません。
- **パウダーフリー**
パウダーを使用していないので、合併症や皮膚炎のリスクを低減させます。
- **優れた指先感触 & フィット性**
指先感覚を重視した薄手タイプで、且つ伸縮性を有しているため、手にフィットし、幅広い手技に対応します。
- **安全性 — 薬剤の曝露からの保護**
抗がん剤浸透試験（ASTM D6978-05）を実施済みです。
- **テープが付きにくいエンボス加工**
指先にエンボス加工を採用。採血時等にも適しています。
- **めくれ上がり防止カフ**
ビート付カフにより、めくれ上がりを防止します。
- **クリーンカラー**
清潔なイメージのカラー：ホワイトを採用しています。

仕様

品番	サイズ	JANコード
JG-NTWESSX	SS	4987494235667
JG-NTWESX	S	4987494235674
JG-NTWEMX	M	4987494235681
JG-NTWELX	L	4987494235698

販売名：JMSニトリルグローブ
医療機器届出番号：34B1X00001000090
梱包単位：200枚×10箱=2,000枚

使用上の注意

- ・本品は医療用ディスポーザブル製品ですので、1回限りの使用にしてください。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止してください。
(体質により、上記の症状が現れることがあります)
- ・製品に破損・変形・ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・薬品・薬剤によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるため、確認の上、使用してください。
- ・刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があいたりする可能性があるため、確認の上、使用してください。
- ・使用時に本品が破れた場合には、新しい製品に交換してください。
- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分してください。
- ・ご使用に際しては、添付文書をお読みください。
- ・ASTMとは、ASTM International (旧称、米国試験材料協会 (ASTM)) が策定・発行する国際的な工業規格です。
本品における試験結果等の詳細については、別途お問い合わせ下さい。



製造販売業者

株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<https://www.jms.cc/>

■ カスタマーサポートセンター

0120-923-107 (受付時間 9:00～17:00)

2014.01.05XA163-LP
2022.02.01XA163-JMS