

## 膀胱洗浄セット

◆ バルーンカテーテルなどの導尿カテーテルに接続し、膀胱内を洗浄する際に使用。



JU-W003B

拡大

品番	JANコード	型式	備考	梱包単位	添付文書
JU-W002	4987494120260	002	ブラびん針 点滴筒 クランプ付 Y字管 ゴム管 ストレートコネクタ	20本×10箱=200本	🔍
JU-W00202	4987494120277	002 02	ブラびん針 クランプ付 Y字管 ゴム管 ストレートコネクタ	20本×10箱=200本	🔍
JU-W003B	4987494120284	003	バッグ(500cc)付 Y字管+ストレートコネクタ	20本×10箱=200本	🔍
JU-W016	4987494167401	016	ブラびん針 点滴筒 クランプ付 ストレートコネクタ	20本×10箱=200本	🔍

一般的名称：一時的使用膀胱洗浄キット 販売名：JMS膀胱洗浄セット 医療機器届出番号：34B1X00001000021  
滅菌方法：エチレンオキサイド滅菌  
製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス