

翼状針 スカルプベインセット


スムーズな穿刺操作と安定した静脈留置

- ◆ ウイングは適度な柔軟性があり、つまみやすく、固定しやすい形状
- ◆ 19~23Gは肉薄のスーパーシンウォール針を採用
- ◆ ゲージ別にカラーコード化されたウイングはISO規格に適合
- ◆ チューブの長さは30cm

▶ [メディカルサイト情報：スカルプベインセット \(PDF\)](#)

▽補足説明はこちら

- ▶ [針の長さについて](#)
- ▶ [カラーコードについて](#)



Q 拡大

品番	JANコード	ゲージ	ウイングカラー	針の長さ	梱包単位	添付文書
JV-SV19L	4987494328550	19G(1.1mm)	cream クリーム	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV20L	4987494328567	20G(0.9mm)	yellow イエロー	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV21L	4987494328574	21G(0.8mm)	deep green ディープグリーン	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV22L	4987494328581	22G(0.7mm)	black ブラック	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV23L	4987494328598	23G(0.6mm)	deep blue ディープブルー	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV24L	4987494328604	24G(0.55mm)	medium purple ミディアムパープル	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV25L	4987494328611	25G(0.5mm)	orange オレンジ	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV27	4987494328628	27G(0.4mm)	medium grey ミディアムグレー	1/2"(13mm)	50本×20箱=1,000本	Q

一般的名称：単回使用一般静脈用翼付針 販売名：JMSスカルプベインセット 医療機器認証番号：14900BZZ00244000

滅菌方法：エチレンオキシド滅菌

製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス