

自己血回収装置 C.A.T.S/CATSmart ディスポーザブルキット仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、フレゼニウス自己血回収装置 C.A.T.S/CATSmart ディスポーザブルキット AT-1・AT-3 につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。





謹白


記

変更内容

- フレゼニウス自己血回収装置 C.A.T.S/CATSmart ディスポーザブルキットの遠心分離アダプタを誤った取り付けを防止する形状に変更いたします。

なお、品番、医療機器認証番号の変更は有りません。

変更前	変更後
	
 <p style="text-align: center;">正しい方向の場合のみ取り付けが可能</p>	 <p style="text-align: center;">誤った取り付けは不可能</p>



対象規格

*1 販売名：自己血回収装置用ディスポーザブル回路 AT-1

*2 販売名：自己血回収装置用ディスポーザブル回路 AT-3

製品名	品番	医療機器認証番号
C.A.T.S AT-1 セット	9005101	225AFBZX00080000 ^{*1}
C.A.T.S AT-1 洗浄セット F-40	9108000S	
C.A.T.S AT-1 洗浄セット F-120	9108001S	
CATSmart AT-3 セット	9005103	228AFBZX00054000 ^{*2}
CATSmart AT-3 洗浄セット K-40	9108002S	
CATSmart AT-3 洗浄セット K-120	9108003S	

変更時期

2020年3月以降、在庫がなくなり次第、随時変更いたします。

※在庫状況により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品名	対象ロット
C.A.T.S AT-1 セット	IMT063
C.A.T.S AT-1 洗浄セット F-40	K20031
C.A.T.S AT-1 洗浄セット F-120	未定
CATSmart AT-3 洗浄セット K-40	K20046

以上