

■ プラネクタ輸液セット(輸液フィルタなし)



【汎用規格】

品番	JANコード	形状	仕様				
			点滴量	規格	末端プラネクタ以下 延長チューブ長・材質	先端形状	全長
JY-NP821F7	4987494087884		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタ×1	70cm・ PVCフリー	フリーロック	216cm
JY-NWP321F7E	4987494085156		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタ×1、 一方弁×1	70cm・ DEHPフリー	フリーロック	198cm
JY-NWP361F7E	4987494085163		1mL≒60滴				
JY-NWP321P7E	4987494085170		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタ×1、 一方弁×1	70cm・ DEHPフリー	PNOロック	198cm
JY-NWP361P7E	4987494085187		1mL≒60滴				
JY-NWP322F7E	4987494082452		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタ2連×1、 一方弁×1	70cm・ DEHPフリー	フリーロック	201cm
JY-NWP362F7E	4987494082469		1mL≒60滴				
JY-NWP322P7E	4987494082476		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタ2連×1、 一方弁×1	70cm・ DEHPフリー	PNOロック	201cm
JY-NWP362P7E	4987494082483		1mL≒60滴				
JY-NWP822F7	4987494087075		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタ2連×1、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	フリーロック	223cm
JY-NWP862F7	4987494087952		1mL≒60滴				
JY-NS821F7	4987494088041		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタSC×1	70cm・ PVCフリー	フリーロック	218cm
JY-NS861F7	4987494088072		1mL≒60滴				
JY-NS822F7	4987494086511		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタSC×2	70cm・ PVCフリー	フリーロック	224cm
JY-NS862F7	4987494097449		1mL≒60滴				
JY-NS822P7	4987494088065		1mL≒20滴	DEHPフリー、 プラネクタSC×2	70cm・ PVCフリー	PNOロック	224cm
JY-NS862P7	4987494088089		1mL≒60滴				

梱包単位:10本×10箱=100本、20本×20箱=400本

医療機器認証番号:21800BZZ10109000(プラネクタ輸液セット)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌

■ プラネクタ輸液セット(輸液フィルタなし)



【ポンプ用規格】

品番	JANコード	形状	仕様				
			点滴量	規格	末端プラネクタ以下 延長チューブ長・材質	先端形状	全長
JP-NWP221P7	4987494094622		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 プラネクタ×1、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	PNロック	240cm
JP-NWP261P7	4987494095476		1mL ≒ 60滴				
JP-NWP222F7	4987494094639		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 プラネクタ2連×1、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	フリーロック	242cm
JP-NWP262F7	4987494095483		1mL ≒ 60滴				
JP-NS222F7	4987494094486		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 プラネクタSC×2	70cm・ PVCフリー	フリーロック	243cm

梱包単位: 10本×10箱=100本

医療機器認証番号: 21800BZZ10109000(プラネクタ輸液セット)

滅菌方法: エチレンオキサイド滅菌