













■ プラネクタ輸液セット 輸液フィルタ付

【汎用規格】

品番	JANコード	形状	仕様				
			点滴量	規格	末端プラネクタ以下 延長チューブ長・材質	先端形状	全長
JY-PPF341F76 	4987494064878		1mL ≒ 20滴	PVCフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ×1	70cm・ PVCフリー	フリーロック	216cm
JY-NFP322P7 	4987494088232		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ×2、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	PNロック	259cm
JY-NFP362P7 	4987494088317		1mL ≒ 60滴				
JY-NFP322F7E 	4987494248483		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ×2、 一方弁×1	70cm・ DEHPフリー	フリーロック	258cm
JY-NFP222F7E 	4987494249145		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ×2、 一方弁×1	70cm・ DEHPフリー	フリーロック	260cm
JY-NFP324P7 	4987494088263		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ2連×2、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	PNロック	264cm
JY-NFP364P7 	4987494088331		1mL ≒ 60滴				

梱包単位:10本×10箱=100本




医療機器承認番号:14700BZZ01075000(JMS輸液セット)
医療機器認証番号:21800BZZ10116000(プラネクタ輸液セット 輸液フィルタ付)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌

■ プラネクタ輸液セット 輸液フィルタ付

【ポンプ用規格】



品番	JANコード	形状	仕様				
			点滴量	規格	末端プラネクタ以下 延長チューブ長・材質	先端形状	全長
JP-NFP222P72	4987494095513		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ2連×1、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	PNロック	268cm
JP-NFP262P72	4987494095803		1mL ≒ 60滴				
JP-NFP222P7	4987494095537		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ×2、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	PNロック	283cm
JP-NFP224P7	4987494095575		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー、 IVフィルタ、 プラネクタ2連×2、 一方弁×1	70cm・ PVCフリー	PNロック	278cm
JP-NFP264P7	4987494095834		1mL ≒ 60滴				

梱包単位:10本×10箱=100本

医療機器認証番号:21800BZZ10116000(プラネクタ輸液セット 輸液フィルタ付)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌