

医療機器回収の概要  
(クラス II)

1. 一般的名称及び販売名

一般的名称：透析用血液回路液セット

販売名：(1) J M S 人工腎臓用血液回路  
(2) J M S 人工腎臓用血液回路 S T

2. 対象ロット、数量及び出荷時期

(1) J M S 人工腎臓用血液回路

品番：JJ-S637

製造番号：181224.51,190107.32,190121.33,190424.61,190612.33,190725.33,190812.31,191031.34,  
191217.33,

品番：JJ-S1402

製造番号：181210.61,190118.32,190225.36,190704.33,190806.55,190821.31,191031.35,191206.35,

品番：JJ-L21853

製造番号：181213.61,190117.62,190311.35,190409.61,190527.53,190718.32,190828.32,191010.34,

数量：21,384 本

出荷時期：平成 31 年 2 月 1 日～令和 2 年 3 月 26 日

(2) J M S 人工腎臓用血液回路 S T

品番：JJ-S157

製造番号：181130.34,190214.52,190326.53,190815.34,

品番：JJ-S23672

製造番号：181227.56,190222.64,190410.35,190524.33,190801.61,190924.33,191125.32,

品番：JJ-S303

製造番号：181227.36,190212.61,190610.61,190708.34,190918.51,191125.34,

品番：JJ-S30673

製造番号：181219.43,190117.31,190308.32,

品番：JJ-L31272

製造番号：181211.63,190201.34,190410.32,190624.31,190730.62,190913.32,

品番：JJ-L340

製造番号：181205.32,190110.62,190215.31,190315.51,190412.31,190614.32,190628.63,190806.35,  
190909.31,191015.33,191115.33,200103.33,

品番：JJ-S358

製造番号：181206.31,190104.34,190228.33,190322.52,190516.61,190715.32,190905.32,191015.31,  
191212.32,

品番：JJ-L360

製造番号：190306.34,190927.32,

品番：JJ-S516

製造番号：181207.34,190102.61,190208.32,190314.31,190430.34,190516.62,190705.32,190802.31,  
190911.34,191018.34,191122.33,

品番：JJ-L523

製造番号：181221.61,181221.62,

品番：JJ-S553

製造番号：181227.55,190214.55,

品番：JJ-L692

製造番号：181212.62,190129.52,190301.61,190328.32,190523.31,190724.61,190919.34,191025.33,

品番：JJ-S694

製造番号：181224.32,190218.55,190404.52,190508.33,190904.32,

品番：JJ-S696

製造番号：181217.34,190117.61,190221.61,190322.53,190430.53,190527.63,190704.62,190808.32,  
190910.31,190910.32,191108.35,191127.32,

品番：JJ-L1049

製造番号：181213.31,190313.54,190410.52,190506.32,190611.61,190716.33,

品番：JJ-L1054

製造番号：181211.55,190108.61,190313.62,190411.63,190919.31,

品番：JJ-L1168

製造番号：181220.34,190222.32,190522.33,190911.33,191126.37,

品番：JJ-S1176

製造番号：190116.35,190220.34,190402.61,190425.62,190517.31,190624.33,190723.32,190823.33,

品番：JJ-S1204

製造番号：181211.52,181211.53,190115.52,190115.53,190319.33,190515.53,190722.33,190819.51,  
191016.32,191017.31,

品番：JJ-L1211

製造番号：190110.53,190211.33,190325.55,190514.52,190611.32,190816.34,190926.34,191104.35,  
191219.32,

品番：JJ-L1212

製造番号：181212.53,190212.34,190527.34,190808.31,191023.33,

品番：JJ-S1265

製造番号：181128.31,190104.35,190107.31,190228.31,190402.31,190528.31,190712.32,190807.32,  
190912.33,191009.31,191118.36,

品番：JJ-L1281

製造番号：181218.31,190128.51,190227.52,190328.54,190411.33,190531.34,190703.33,190906.31,  
191018.32,191128.35,

品番：JJ-S1313

製造番号：181130.55,190201.53,190425.63,190716.35,

品番：JJ-L1314

製造番号：181227.32,190115.55,

品番：JJ-L1320

製造番号：181217.33,190107.61,190213.31,190405.61,190527.31,190626.31,190731.32,190912.51,  
191024.34,191203.31,

品番：JJ-L1339

製造番号：190104.32,190211.31,190211.32,190404.54,190405.51,190617.62,190628.62,190823.31,  
191021.36,

品番：JJ-S1377

製造番号：190130.34,190520.61,190816.33,

品番：JJ-S1379

製造番号：181220.53,190114.62,190213.33,190329.51,190730.33,190910.33,191204.35,

品番：JJ-L1381

製造番号：190103.34,

品番：JJ-L1388

製造番号：181231.51,190425.52,190709.61,190808.62,191028.31,191213.33,

品番：JJ-S1406

製造番号：190206.62,190215.32,190222.63,190625.34,190717.62,190806.53,190917.32,191118.35,  
191209.36,

品番：JJ-S1415

製造番号：190102.33,190301.52,190423.62,190619.61,

品番：JJ-S1427

製造番号：181130.31,181130.32,190104.33,190220.61,190220.62,190412.61,190502.61,190524.62,  
190524.63,

品番：JJ-L1434

製造番号：181231.34,190305.33,190503.34,190711.31,190913.31,191115.31,

品番：JJ-L1440

製造番号：181219.32,181219.33,190218.52,190218.53,190326.62,190418.61,190621.34,190813.32,  
190919.33,191029.31,191129.31,

品番：JJ-L1445

製造番号：181219.35,190227.33,190429.32,190708.35,190912.53,191112.31,

品番：JJ-L1447

製造番号：181205.54,190304.32,190415.52,

品番：JJ-L1465

製造番号：181206.61,190117.34,190328.62,190422.34,190612.32,190805.61,190904.34,191028.33,  
191220.33,

品番：JJ-L1518

製造番号：190111.34,190311.52,190503.54,

品番：JJ-L1519

製造番号：181213.62,190118.51,190312.61,190415.31,190521.51,190715.33,190812.32,190917.34,  
191105.33,200103.31,

品番：JJ-L1522

製造番号：181214.51,181226.32,190115.32,190226.55,190514.61,191230.33,

品番：JJ-S1527

製造番号：181218.34,190206.42,190305.31,190416.35,190529.52,190716.34,190808.53,191002.31,  
191007.31,191022.33,

品番：JJ-L1533

製造番号：181219.31,190418.34,190701.61,191113.32,191211.33,200107.32,

品番：JJ-L1535

製造番号：181220.61,190123.33,190429.52,190809.33,190930.33,

品番：JJ-L1536

製造番号：190118.52,190218.61,190325.62,190527.62,190711.33,190826.32,191015.32,191128.32,

品番：JJ-L1537

製造番号：181205.55,190304.53,190401.32,190412.35,191031.33,191202.35,200108.35,

品番：JJ-S1540

製造番号：181217.32,190411.54,190730.61,191024.33,

品番：JJ-L1541

製造番号：181217.51,190218.34,190321.33,190515.51,190814.31,190910.51,191004.31,

品番：JJ-S1543

製造番号：190115.35,190704.31,191008.34,

品番：JJ-S1546

製造番号：181214.63,190123.52,190329.61,190613.32,190718.34,190829.35,190917.31,191120.37,

品番：JJ-S1547

製造番号：181130.61,190131.53,190325.51,190522.35,190729.31,190923.31,191107.34,191218.54,

品番：JJ-L1548

製造番号：181213.51,190109.34,190110.31,190320.33,

品番：JJ-S1552

製造番号：181206.33,190726.61,190903.33,191015.34,

品番：JJ-S1555

製造番号：181227.34,190313.34,190503.32,190708.33,190819.31,191021.34,

品番：JJ-L1558

製造番号：181205.61,190125.63,190401.53,190415.53,190617.61,190723.61,190830.32,190927.43,  
191114.31,

品番：JJ-S1560

製造番号：181226.54,190124.61,190124.62,190207.54,190221.52,190715.61,190729.51,190801.62,  
190910.34,

品番：JJ-L1562

製造番号：181226.35,190125.35,190306.52,190404.32,

品番：JJ-ICHIYOKAI

製造番号：181226.63,190107.33,190218.63,190724.33,190731.31,191216.33,

品番：JJ-L1566

製造番号：181213.33,190115.56,190225.61,

品番：JJ-L1569

製造番号：181203.31,181224.63,190211.35,190320.51,190507.61,190625.61,190802.61,190909.52,  
191028.35,191209.33,

品番：JJ-L1571

製造番号：181231.53,190306.33,190506.53,190621.64,190820.32,190919.53,191106.32,191227.32,

品番：JJ-S1573

製造番号：181221.51,190115.54,190314.64,

品番：JJ-L1578

製造番号：190227.34,190405.55,190502.63,190522.62,190704.34,

品番：JJ-OWASE LONG

製造番号：190214.34,190305.32,190429.35,190627.33,190918.33,

品番：JJ-L1582

製造番号：181226.53,190312.33,190502.33,190618.31,190821.36,191003.33,191217.32,

品番：JJ-L1585

製造番号：190211.61,190402.54,190619.33,190807.31,190829.33,190830.35,191017.32,191211.31,

品番：JJ-L1586

製造番号：181206.63,190102.53,190320.32,190611.33,190910.35,191122.34,

品番：JJ-L1596

製造番号：181128.51,181226.33,190109.54,190212.31,190326.32,190510.32,190603.61,190717.53,  
190905.33,190920.51,191022.32,191122.31,

品番：JJ-L1598

製造番号：190107.53,190214.62,190328.53,190531.32,190627.62,190813.33,

品番：JJ-S1605

製造番号：190114.33,190327.61,191004.43,

品番：JJ-L1611

製造番号：190225.52,190325.54,

品番：JJ-L1616

製造番号：190206.51,190225.53,190313.61,190513.31,190627.61,190711.62,190911.53,191011.33,  
191112.32,191210.53,

品番：JJ-MIYAJI

製造番号：181203.54,190117.52,190225.32,190408.62,190517.32,190624.32,190726.34,190909.34,  
191016.31,191113.33,

品番：JJ-L1622

製造番号：181210.51,190107.51,190416.32,190531.33,190719.32,190821.32,191018.52,191128.33,

品番：JJ-L1626

製造番号：181213.52,181213.53,190114.51,190114.52,190214.53,190214.54,190308.53,190424.53,  
190503.31,190514.31,190725.31,190812.33,191001.31,191029.32,

品番：JJ-S1630

製造番号：181214.52,190116.52,190211.51,190218.54,190304.52,190313.52,190319.51,190411.52,  
190617.34,190628.33,190710.33,190711.32,

品番：JJ-L1631

製造番号：190117.33,

品番：JJ-L1632

製造番号：190611.53,

品番：JJ-S1638

製造番号：181227.33,190206.34,190305.51,190329.31,190416.33,190502.51,190524.31,190705.33,  
190725.32,190809.51,191030.32,191030.33,

品番：JJ-L1644

製造番号：190109.53,190214.51,190404.62,190514.53,190712.33,190910.52,191009.32,191113.34,  
191230.51,

品番：JJ-S1645

製造番号：181205.33,190213.54,190314.61,190902.32,191024.31,

品番：JJ-L1649

製造番号：181128.33,

品番：JJ-L1650

製造番号：181211.62,190222.51,190408.53,190424.54,190621.32,190724.31,190827.34,191127.31,

品番：JJ-L1651

製造番号：181130.62,

品番：JJ-L1654

製造番号：190118.54,190218.35,

品番：JJ-L1655

製造番号：181213.32,190212.53,190320.52,190507.33,190702.31,190827.31,191101.32,191224.51,

品番：JJ-S1657

製造番号：190110.32,190110.33,190312.32,190506.61,190718.31,190927.31,191125.33,

品番：JJ-L1660

製造番号：190201.51,190319.31,190412.62,190621.33,190827.32,191004.33,191210.31,

品番：JJ-S1663

製造番号：190103.61,190103.62,

品番：JJ-S1665

製造番号：181221.53,190204.51,190321.53,190429.54,190627.32,190730.34,190816.52,190913.33,  
191001.33,191017.33,

品番：JJ-L1666

製造番号：181204.34,190104.31,190128.64,190314.52,190422.51,190521.61,190611.34,190716.61,  
190905.34,

品番：JJ-L1667

製造番号：181210.33,190226.32,190425.64,190516.31,190716.62,190806.54,191031.31,



品番：JJ-L1670

製造番号：181228.33,190225.31,190326.61,190508.62,190626.32,190906.32,191001.32,191108.34,  
191204.32,

品番：JJ-S1672

製造番号：190115.34,190327.62,190515.33,190802.62,190912.35,200103.32,

品番：JJ-L1674

製造番号：181204.53,190212.33,190418.52,190503.53,190716.32,190913.35,191209.35,

品番：JJ-L1675

製造番号：190218.51,190313.31,190411.32,190619.35,190710.35,190911.36,

品番：JJ-S1676

製造番号：181204.31,190118.53,190225.54,190402.51,190520.31,190716.36,190913.34,191021.35,  
191114.34,

品番：JJ-L1678

製造番号：181207.33,190128.52,190418.32,190716.31,190926.33,191106.31,200102.32,

品番：JJ-S1679

製造番号：181204.52,

品番：JJ-L1680

製造番号：181212.31,190128.34,

品番：JJ-L1682

製造番号：181204.35,190104.65,190226.54,190408.33,190612.34,190722.32,190904.35,191106.33,  
191227.52,

品番：JJ-S1683

製造番号：190408.54,190409.51,190424.32,190724.51,190814.51,190906.33,190923.32,191111.33,  
191120.54,191216.31,

品番：JJ-S1684

製造番号：181210.53,190204.32,190228.51,190405.54,190422.53,190618.32,190806.31,190806.32,  
191021.31,191211.34,

品番：JJ-S1685

製造番号：190412.32,190412.33,190611.31,190708.62,190726.32,190815.32,190815.33,191014.32,  
191202.36,191209.52,

品番：JJ-S1686

製造番号：191101.31,

品番：JJ-S1700

製造番号：181221.52,190123.55,190304.55,190401.54,190424.51,190506.33,190613.33,190626.34,  
190705.31,190801.33,190827.35,190920.34,191010.31,191107.32,191126.31,191219.53,  
200107.31,

品番：JJ-S1701

製造番号：181217.52,190313.33,190617.32,190816.31,190912.34,191021.33,

品番：JJ-S1703

製造番号：181218.32,181231.54,190107.54,190411.53,190429.34,190610.33,190710.31,190903.32,  
191101.34,191126.36,

品番：JJ-S170475

製造番号：181205.51,181205.52,190131.33,190131.34,190401.31,190613.31,190911.32,191029.52,  
191203.51,

品番：JJ-S170476

製造番号：181220.32,190104.51,190322.54,190619.34,190730.32,190814.34,191119.35,191223.34,

品番：JJ-S170576

製造番号：181203.33,190107.52,190124.32,190215.33,190402.32,190628.34,190813.31,190912.31,  
191014.33,191119.33,

品番：JJ-S1706

製造番号：181231.31,181231.32,190214.33,190220.54,190311.53,190404.33,190503.33,190614.34,  
190731.33,191008.35,191031.32,191126.32,191223.53,

品番：JJ-S170776

製造番号：190103.31,

品番：JJ-S1708

製造番号：181203.32,190201.31,190306.54,190404.53,190426.51,190626.33,190711.34,190913.51,  
191104.31,191205.33,

品番：JJ-S170875

製造番号：190103.54,190116.34,190308.51,190328.51,190424.33,190514.54,190628.31,190911.31,  
190920.31,191018.36,191114.35,

品番：JJ-S170975

製造番号：181213.54,190108.32,190211.34,190225.51,190409.53,190617.52,190801.31,190823.32,  
190919.35,191008.33,191204.33,191218.36,

品番：JJ-S170977PST

製造番号：190627.53,190628.51,

品番：JJ-S1710

製造番号：181221.41,181226.31,191211.51,191212.52,191216.51,191216.52,191218.51,191218.52,

品番：JJ-S171075

製造番号：181212.32,181213.43,181214.41,181218.61,181219.61,181220.33,181221.34,191230.34,  
191231.31,200102.53,200103.51,200106.52,200107.51,

品番：JJ-S171078 P

製造番号：181228.51,181228.52,181228.53,191219.34,191219.35,191220.31,191220.35,191224.31,

品番：JJ-S1711

製造番号：181128.42,181128.43,181128.44,181129.41,181129.53,181130.51,181130.53,181130.54,  
181203.42,181203.43,181203.44,181204.41,181204.43,181204.44,181206.51,181206.52,  
181210.41,181210.42,181210.43,181210.44,181210.55,181211.41,181217.41,181217.42,  
181217.43,181217.44,181221.42,181221.43,181226.41,181226.42,181227.51,181227.52,  
181231.42,190102.41,190102.42,190102.43,190103.52,190103.53,190104.42,190104.43,  
190107.41,190108.41,190108.42,190108.43,190108.44,190109.41,190109.42,190109.43,  
190109.44,190109.45,190111.51,190111.52,190114.42,190114.43,190115.44,190115.45,  
190117.41,190117.42,190117.43,190117.44,190118.41,190118.42,190118.43,190118.44,  
190118.45,190121.41,190121.55,190122.51,190123.42,190123.43,190124.41,190124.42,  
190125.51,190125.52,190125.53,190125.54,190128.42,190128.43,190129.41,190129.42,  
190130.42,190130.43,190130.44,190131.41,190131.42,190131.43,190131.44,190201.41,  
190201.43,190201.44,190204.63,190206.61,190207.44,190207.61,190207.62,190208.41,  
190211.42,190211.43,190211.44,190212.41,190213.43,190213.44,190214.41,190214.42,  
190215.43,190218.41,190218.42,190218.43,190219.43,190219.44,190220.41,190220.42,  
190221.63,190222.42,190222.61,190225.43,190226.41,190226.43,190228.42,190301.41,  
190301.43,190304.42,190305.42,190306.41,190306.42,190308.43,190311.42,190313.41,  
190313.43,190315.41,190318.42,190318.43,190320.41,190320.42,190321.41,190321.42,  
190321.43,190322.42,190325.41,190325.42,190325.43,190327.41,190327.42,190328.41,  
190328.42,190328.43,190329.41,190329.42,190401.41,190401.42,190404.42,190404.43,  
190405.42,190408.43,190410.43,190411.41,190412.52,190412.53,190416.52,190416.53,  
190422.52,190423.51,190423.63,190425.51,190426.52,190426.53,190429.55,190502.52,  
190502.53,190506.51,190507.51,190508.52,190508.61,190509.51,190509.52,190513.51,  
190514.51,190516.52,190516.53,190517.51,190521.52,190521.53,190523.52,190523.53,

190524.51,190527.51,190527.52,190529.51,190531.51,190603.51,190610.52,190611.51,  
190612.61,190613.61,190614.53,190614.61,190614.62,190617.51,190618.53,190618.54,  
190619.62,190619.63,190620.61,190620.62,190621.51,190621.52,190624.51,190624.52,  
190624.53,190625.51,190625.52,190627.52,190628.52,190628.53,190701.52,190702.53,  
190703.52,190704.64,190705.61,190708.51,190708.52,190709.53,190711.52,190711.53,  
190712.61,190715.52,190715.53,190716.51,190717.51,190718.51,190718.52,190719.31,  
190722.51,190722.52,190722.53,190724.52,190725.51,190726.51,190726.52,190731.52,  
190731.53,190731.62,190802.53,190805.51,190805.52,190807.52,190807.53,190808.51,  
190812.52,190813.51,190814.52,190814.53,190814.54,190815.51,190815.52,190816.53,  
190820.51,190820.52,190820.53,190822.52,190822.53,190823.51,190823.52,190826.51,  
190828.51,190828.52,190829.52,190902.52,190903.52,190904.51,190905.51,190905.52,  
190906.53,190910.53,190911.51,190912.52,190913.53,190916.51,190917.52,190918.53,  
190919.51,190923.51,190923.52,190924.53,190925.51,190926.51,190926.52,190927.53,  
190930.53,191001.53,191002.53,191004.52,191007.51,191007.52,191007.53,191008.51,  
191009.52,191009.53,191010.51,191010.52,191011.51,191014.51,191015.52,191015.53,  
191016.51,191017.52,191017.53,191018.53,191021.51,191022.52,191022.53,191024.32,  
191024.53,191025.51,191028.53,191029.51,191031.52,191031.53,191101.51,191101.52,  
191104.52,191104.53,191106.53,191106.54,191108.51,191108.52,191111.51,191112.52,  
191113.51,191113.53,191115.51,191115.52,191115.53,191118.51,191119.52,191119.53,  
191121.51,191121.52,191122.51,191125.52,191125.53,191127.52,191128.51,191129.52,  
191202.51,191204.52,191204.53,191205.51,191205.52,191209.51,191210.51,191211.43,  
191212.41,191212.42,191216.41,191216.42,191218.41,191219.51,191219.52,191223.52,  
191224.53,191226.53,191227.43,191230.41,191231.42,

品番：JJ-L1901

製造番号：190313.63,190423.61,190705.62,190828.33,190927.51,

品番：JJ-S1902

製造番号：190109.31,190212.32,190404.34,190506.54,190527.32,190729.61,190909.35,191004.34,  
191114.36,

品番：JJ-L2000

製造番号：181212.63,190315.32,190411.51,190415.63,190603.34,190618.61,190705.63,190723.34,  
190816.32,190920.53,191008.52,191204.36,

品番：JJ-L200071

製造番号：181127.55,181212.61,190115.62,190122.31,190207.32,190301.62,190415.32,190425.31,  
190514.32,190528.61,190624.61,190717.63,190731.61,190819.52,190930.31,191025.32,  
191213.32,

品番：JJ-L200072

製造番号：181231.52,190218.62,190301.31,190411.62,190529.32,190710.34,190809.34,191007.33,  
191127.33,

品番：JJ-L2001

製造番号：181203.34,181219.52,181220.51,190108.62,190108.63,190130.32,190130.33,190225.62,  
190226.61,190311.31,190311.32,190410.31,190425.61,190701.35,

品番：JJ-L2002

製造番号：181130.52,181217.61,190115.31,190214.31,190214.32,190311.51,190405.63,190502.64,  
190503.61,190718.61,190809.53,190812.51,190920.32,190920.33,191107.31,

品番：JJ-L2003

製造番号：190108.53,190318.52,190503.62,190625.32,190711.61,190925.34,200106.33,

品番：JJ-L2004

製造番号：190128.61,190311.33,190522.34,190613.34,190725.61,191121.33,191218.33,

品番：JJ-L2005

製造番号：190212.54,190826.33,190906.36,

品番：JJ-L2006

製造番号：181220.54,190211.54,190212.51,190422.33,190523.34,190523.35,190809.31,190809.32,  
191003.34,191209.31,

品番：JJ-L2008

製造番号：181210.34,181228.61,190228.53,190422.54,190520.63,191111.34,191206.32,

品番：JJ-L2011

製造番号：181128.52,190123.54,190222.52,190318.51,190618.33,190722.34,190911.52,190924.31,  
191129.32,200103.53,

品番：JJ-L2013

製造番号：190122.33,190416.34,190508.31,

品番：JJ-S3000

製造番号：181211.31,181211.32,190125.31,190125.32,190319.61,190506.34,190507.31,190619.31,  
190619.32,190809.52,190930.51,190930.52,191114.32,191114.33,191212.53,200108.52,

品番：JJ-S3001

製造番号：181220.63,190118.31,190509.31,190621.63,190813.34,190911.42,

品番：JJ-S3002

製造番号：190104.61,190207.31,190515.34,190704.63,191120.36,

品番：JJ-S3003

製造番号：181129.51,190122.63,190226.52,190408.61,190522.31,190813.35,191021.32,

品番：JJ-S3004

製造番号：181130.33,190201.32,190318.62,190703.31,190925.33,191121.35,

品番：JJ-S300471

製造番号：181218.33,181228.63,190701.32,190709.31,191025.31,191112.33,191120.33,

品番：JJ-S3005

製造番号：181129.32,181224.33,190125.33,190125.34,190322.32,190517.61,190717.61,190828.31,  
191018.35,191108.33,

品番：JJ-S3006

製造番号：190125.61,190906.34,191010.32,191115.32,

品番：JJ-S3007

製造番号：181204.33,190102.52,190201.54,190314.34,190429.33,190509.33,190726.33,190827.53,  
191104.32,191121.32,

品番：JJ-S3009

製造番号：181205.31,190102.51,190116.54,190208.61,190429.51,190710.32,190726.62,191007.35,  
191108.32,191203.34,191226.32,

品番：JJ-L3100

製造番号：190117.32,190524.61,

品番：JJ-S4003

製造番号：181218.23,181221.22,181224.22,181227.41,181228.22,190116.21,190123.22,190204.21,  
190218.44,190219.61,190220.21,190222.41,190311.23,190314.23,190315.21,190318.31,  
190320.22,190320.61,190410.21,190416.21,190425.22,190503.41,190508.42,190513.61,  
190516.21,190517.42,190522.61,190527.21,190529.42,190531.21,190708.41,190708.43,  
190711.23,190715.42,190716.42,190719.21,190812.21,190813.23,190815.23,190822.43,  
190910.41,190912.23,190919.41,190927.42,191001.43,191002.41,191003.51,191004.22,  
191004.23,191011.21,

品番：JJ-S4005

製造番号：181205.43,181213.22,181214.21,181218.21,190103.42,190122.64,190131.61,190214.21,  
190222.21,190304.22,190304.23,190312.22,190329.21,190401.21,190424.41,190502.42,

190516.23,190517.21,190527.22,190611.41,190611.42,190621.21,190703.61,190710.22,  
190725.43,190726.41,190809.41,190828.21,190906.42,190909.41,190918.21,191002.22,  
191011.43,191014.41,191021.42,191104.21,191104.22,191113.23,191210.42,

品番：JJ-S4006

製造番号：181203.21,181203.22,181205.24,181212.22,181212.23,181219.22,181221.23,181226.21,  
181227.43,190103.21,190107.42,190109.21,190110.24,190118.21,190123.21,190125.64,  
190130.21,190201.22,190211.21,190212.21,190219.21,190219.22,190227.21,190304.24,  
190305.22,190311.21,190314.22,190326.21,190328.21,190402.21,190409.21,190412.21,  
190418.21,190418.23,190423.21,190430.21,190503.21,190510.21,190513.21,190513.22,  
190514.42,190516.22,190517.23,190520.21,190521.22,190522.21,190524.22,190531.22,  
190610.23,190612.21,190614.21,190625.22,190702.21,190703.41,190711.21,190716.23,  
190718.23,190724.22,190725.22,190726.23,190801.21,190805.22,190806.21,190807.21,  
190808.23,190813.21,190816.21,190826.21,190826.22,190829.21,190910.22,190923.21,  
190923.22,191001.23,191007.23,191014.22,191016.22,191017.21,191021.22,191024.22,  
191029.22,191101.22,191111.52,191112.23,191120.21,191205.21,

品番：JJ-S4007

製造番号：181128.24,181218.42,190104.41,190116.22,190129.23,190214.35,190311.22,190328.61,  
190422.21,190507.22,190520.42,190610.21,190621.61,190621.62,190702.43,190717.22,  
190718.21,190801.23,190821.51,190821.52,190906.21,190919.42,190919.43,191003.21,  
191022.23,191023.21,191106.21,191106.22,191121.21,191206.22,

品番：JJ-S4008

製造番号：190108.22,190201.61,190408.42,190510.42,190628.43,190902.42,190920.42,191023.34,

品番：JJ-S4009

製造番号：181203.53,181228.21,190208.23,190326.42,190515.41,190703.42,190813.22,190925.41,  
191023.42,191220.41,

品番：JJ-S4010

製造番号：181130.41,181203.62,181206.21,181213.21,181217.21,181220.41,181226.43,181231.22,  
190103.55,190107.24,190110.21,190121.62,190124.23,190128.41,190201.42,190204.42,  
190213.22,190215.61,190227.23,190228.21,190306.61,190318.61,190321.21,190325.21,  
190327.21,190401.61,190404.41,190409.41,190416.22,190423.41,190429.21,190430.42,  
190506.22,190508.21,190510.63,190520.41,190523.21,190527.41,190603.21,190611.44,  
190618.22,190624.21,190625.43,190628.41,190705.41,190715.21,190718.22,190719.42,  
190725.42,190802.21,190806.43,190814.21,190816.41,190823.21,190829.22,190903.21,  
190904.22,190909.43,190913.21,190917.22,190919.21,190920.21,190927.22,191001.22,  
191004.21,191010.41,191015.21,191017.43,191021.21,191028.21,191030.21,191104.41,  
191107.42,191107.43,191128.23,

品番：JJ-S401071

製造番号：181203.51,181203.52,181231.21,190107.44,190204.41,190219.52,190315.22,190327.31,  
190422.42,190513.32,190612.41,190704.61,190731.21,190821.42,190911.21,190930.41,  
191025.23,191114.22,191202.41,

品番：JJ-S4011

製造番号：181204.22,181204.23,190122.61,190122.62,190218.64,190218.65,190318.23,190410.22,  
190521.42,190701.41,190822.22,191003.22,191104.42,

品番：JJ-S4012

製造番号：181219.62,190121.61,190219.42,190522.64,190709.43,190911.35,191106.34,

品番：JJ-S401271

製造番号：181129.61,181129.62,190116.32,190116.33,190227.61,190319.32,190424.22,190624.41,  
190722.42,190822.23,190930.42,191128.21,

品番：JJ-S401272

製造番号：181204.61,181227.21,190111.21,190201.21,190215.22,190320.21,190401.22,190430.22,  
190508.22,190524.23,190619.22,190708.21,190724.21,190820.43,190904.21,190916.41,  
190930.22,191010.22,191101.21,

品番：JJ-S4013

製造番号：181129.43,181206.41,181218.41,190102.21,190108.21,190121.54,190124.44,190206.41,  
190214.43,190227.41,190306.51,190314.41,190321.51,190326.54,190405.41,190412.23,  
190429.41,190503.43,190514.41,190522.41,190529.41,190613.43,190620.43,190702.42,  
190709.22,190717.42,190731.41,190808.61,190813.41,190819.42,190829.43,190903.42,  
190918.22,190925.22,191002.51,191015.41,191023.41,191030.22,191108.41,191120.42,  
191127.41,

品番：JJ-S4015

製造番号：190111.63,190220.33,190617.42,190830.21,

品番：JJ-S4017

製造番号：181221.21,190121.51,190218.31,190314.63,190425.42,190516.51,190612.22,190723.41,  
190820.31,190917.41,191021.53,191204.41,

品番：JJ-S4018

製造番号：181130.21,181217.22,181217.23,181228.62,190104.62,190115.22,190115.23,190206.31,  
190206.32,190227.31,190227.32,190319.42,190409.62,190507.21,190523.41,190614.22,  
190626.41,190718.41,190806.22,190816.42,190816.43,190913.23,190916.21,191003.41,  
191023.23,191024.21,191111.53,191122.41,



品番：JJ-S4019

製造番号：190117.51,190220.52,190409.42,190617.43,190812.22,191016.33,191202.42,

品番：JJ-S402071

製造番号：181205.34,190122.52,190222.33,190311.41,190408.41,190503.22,190610.22,190705.21,  
190729.21,190826.23,190919.22,191101.42,191129.22,

品番：JJ-S4021

製造番号：190218.33,190904.36,190918.36,191112.37,

品番：JJ-S4024

製造番号：190110.22,190211.41,190409.31,190531.42,190802.41,190828.42,190916.22,191105.52,

品番：JJ-S4027

製造番号：181214.61,190109.33,190305.61,190405.62,190507.62,190527.61,190628.32,190902.35,  
191016.35,191119.34,

品番：JJ-S4029

製造番号：181211.35,190123.51,190225.33,190329.53,190517.33,190702.32,190830.51,191008.31,  
191112.34,

品番：JJ-S4031

製造番号：181205.41,181205.42,181219.21,181224.42,190108.52,190116.51,190124.43,190130.51,  
190204.53,190214.61,190221.54,190304.41,190314.42,190318.53,190327.51,190404.51,  
190409.52,190416.41,190426.61,190507.63,190522.52,190528.41,190611.43,190617.23,  
190621.41,190701.21,190710.21,190719.62,190730.21,190809.42,190816.51,190821.41,  
190903.22,190911.41,190923.41,191021.41,191029.21,

品番：JJ-S4032

製造番号：190123.41,190509.42,190704.41,190821.53,191010.43,191107.23,

品番：JJ-S403471

製造番号：181211.43,190122.32,190510.62,190723.42,191101.35,191204.34,

品番：JJ-S4036

製造番号：181206.32,190111.43,190213.61,190322.31,190426.43,190517.22,190614.42,190709.21,  
190826.31,

品番：JJ-S403871

製造番号：190109.22,190204.31,190220.22,190313.22,190418.41,190603.22,190702.61,190805.21,  
190822.21,191001.34,191024.52,191119.21,

品番：JJ-S4042

製造番号：181207.23,190103.43,190103.44,190219.23,190322.61,190506.42,190627.51,190729.52,  
190822.51,191128.52,

品番：JJ-S4043

製造番号：190104.21,190129.54,190321.22,190510.61,190624.42,190912.21,191016.34,191114.42,

品番：JJ-S4044

製造番号：181129.34,190103.32,190103.33,190306.32,190523.42,190816.22,191022.41,

品番：JJ-S4047

製造番号：190228.62,190502.62,190625.62,190916.31,191028.34,191118.34,

品番：JJ-S404871

製造番号：181203.61,190116.61,190510.33,190626.62,190807.33,191018.33,

品番：JJ-S4050

製造番号：190109.51,190109.52,190228.54,190503.23,190628.61,190821.22,191018.41,

品番：JJ-S4051

製造番号：181219.42,190218.32,190410.33,190531.43,190724.42,190912.22,191113.21,

品番：JJ-S4059

製造番号：181211.42,181224.62,190116.23,190129.22,190301.22,190401.51,190510.41,190612.23,  
190704.23,190729.41,190729.42,190807.22,190904.33,191009.42,191101.41,191120.23,

品番：JJ-S4061

製造番号：181212.42,181228.41,190130.61,190311.62,190415.21,190515.61,190620.31,190722.31,  
190830.22,190920.43,191011.41,191114.43,

品番：JJ-S406471

製造番号：190118.33,190312.31,190426.32,190627.42,190814.41,191003.32,191120.53,

品番：JJ-S4065

製造番号：190204.62,190313.51,190416.51,190522.51,190716.63,190822.32,191009.35,191118.37,

品番：JJ-S4066

製造番号：181205.21,181218.43,190131.32,190215.51,190304.34,190329.22,190418.62,190515.32,  
190610.41,190627.21,190719.61,190813.42,190902.21,190926.32,191018.42,191115.22,

品番：JJ-S4068

製造番号：181130.42,181212.41,181224.21,190108.54,190118.22,190128.21,190207.22,190214.22,

190221.42,190226.33,190308.41,190315.42,190318.41,190401.62,190411.42,190426.41,  
190508.41,190522.53,190524.42,190613.21,190625.21,190702.34,190716.21,190716.22,  
190723.23,190814.22,190821.21,190903.41,190926.22,191008.22,191015.23,191023.22,  
191107.51,191119.41,191126.42,

品番：JJ-S407171

製造番号：190114.35,190208.33,190220.53,190424.63,190610.43,190718.33,190806.56,190807.51,

品番：JJ-S4072

製造番号：181127.54,190108.51,190204.61,190312.53,190425.43,190527.33,190709.41,190819.33,  
190913.52,191007.22,191016.36,191029.42,

品番：JJ-S4078

製造番号：190828.43,190829.41,190829.42,

品番：JJ-S4136

製造番号：190114.31,190114.32,190304.61,190329.32,190618.21,190829.51,191025.21,

品番：JJ-S413871

製造番号：181129.31,190107.35,190208.42,190308.31,190405.31,190508.32,190627.41,190726.43,  
190829.31,191025.41,191206.51,

品番：JJ-S5003

製造番号：181211.21,181226.61,190111.61,190111.62,190207.42,190207.43,190312.42,190422.22,  
190422.23,190521.62,190521.63,190624.22,190722.23,190723.21,190823.22,190919.44,  
190920.41,191028.22,191028.23,191108.21,191108.22,

品番：JJ-S5004

製造番号：181128.22,181128.23,190128.23,190129.21,190321.23,190515.42,190722.41,190924.23,

品番：JJ-S500472

製造番号：181128.61,190121.52,190416.31,190515.52,190627.64,190703.23,190827.33,190911.43,

品番：JJ-S500475

製造番号：181203.35,181220.31,190130.52,190225.35,190321.32,190412.34,190524.32,190624.34,  
190723.51,190830.33,190830.34,191101.53,191128.53,

品番：JJ-S5005

製造番号：181207.21,181210.64,181228.42,190103.23,190121.22,190125.42,190131.21,190215.21,  
190221.23,190301.21,190306.21,190318.22,190326.41,190405.21,190411.21,190422.41,  
190426.22,190510.22,190521.21,190528.22,190611.22,190619.23,190626.22,190703.22,  
190712.22,190722.21,190730.22,190808.22,190820.41,190823.42,190902.22,190910.42,

190913.22,190919.23,190930.21,191009.21,191017.22,191024.41,191111.42,

品番：JJ-S500575

製造番号：181204.32,181231.33,190115.33,190206.35,190208.52,190208.53,190304.54,190318.33,  
190329.52,190516.33,190614.52,190715.51,190726.31,190906.51,191002.32,191120.32,  
191202.53,

品番：JJ-S5006

製造番号：181128.21,181204.21,181206.22,181206.23,181207.42,181212.21,181218.22,181220.21,  
181220.22,181226.22,181226.23,181231.23,190103.22,190111.22,190115.24,190121.21,  
190122.21,190123.23,190128.22,190130.22,190130.91,190131.23,190204.22,190206.22,  
190211.23,190213.21,190221.21,190225.21,190226.22,190228.22,190304.21,190308.21,  
190313.21,190314.21,190318.21,190319.22,190322.22,190326.22,190326.23,190404.21,  
190404.22,190405.22,190409.22,190415.22,190418.22,190423.22,190426.21,190429.22,  
190430.23,190506.21,190509.21,190510.23,190514.22,190515.22,190517.41,190520.22,  
190523.22,190528.21,190529.22,190531.41,190603.41,190613.22,190617.21,190619.41,  
190620.41,190624.23,190628.22,190702.22,190703.21,190705.22,190710.43,190715.22,  
190717.41,190722.22,190723.43,190724.41,190726.42,190731.22,190802.22,190806.23,  
190809.21,190815.21,190819.22,190819.23,190826.41,190828.23,190830.23,190905.21,  
190909.22,190911.22,190911.23,190916.23,190917.21,190918.23,190920.22,190924.21,  
191001.21,191002.21,191008.21,191011.22,191014.21,191016.21,191018.21,191022.22,  
191024.23,191031.22,191031.23,191105.21,191111.22,191118.22,

品番：JJ-S5007

製造番号：181203.23,181214.24,181227.42,190114.21,190114.91,190122.22,190206.21,190215.42,  
190218.21,190227.22,190319.21,190402.41,190411.22,190424.21,190513.41,190514.21,  
190521.41,190529.21,190611.21,190620.21,190702.41,190712.21,190729.22,190808.21,  
190823.41,190827.22,190909.21,190924.41,191010.21,191016.41,191104.23,191112.21,  
191118.21,191126.21,

品番：JJ-S500778 P

製造番号：190204.52,190311.54,190429.31,190701.31,191128.54,

品番：JJ-S500975

製造番号：181227.54,190103.51,190207.34,190208.31,190408.51,190408.52,190520.52,190520.53,  
190729.32,190729.33,190923.33,191009.34,

品番：JJ-S500977PST

製造番号：181210.31,190213.51,190424.55,190723.52,190829.34,191004.51,

品番：JJ-S500978 P

製造番号：190103.35,190215.53,190325.34,190510.53,190701.33,190814.35,190925.35,191111.54,

品番：JJ-S5010

製造番号：181128.41,181206.42,181206.43,181210.21,181210.22,181212.43,181224.41,181227.22,181231.41,190104.22,190111.64,190123.61,190125.21,190130.92,190131.22,190207.21,190212.22,190219.41,190221.22,190222.22,190305.21,190314.62,190319.41,190321.61,190322.41,190404.23,190408.21,190412.22,190416.42,190425.21,190429.44,190502.22,190509.22,190513.42,190522.42,190603.42,190612.42,190614.41,190618.43,190628.21,190704.21,190708.22,190710.42,190718.43,190726.22,190805.42,190806.41,190808.41,190815.22,190819.21,190826.42,190904.41,190906.22,190916.42,190916.43,190926.21,190927.21,191010.42,191015.22,191018.22,191024.42,191031.21,191105.22,191112.22,191118.41,191121.41,191127.42,191211.42,

品番：JJ-S501071

製造番号：181207.41,181220.42,190117.21,190129.53,190219.64,190227.62,190320.31,190408.22,190423.43,190509.41,190528.42,190620.42,190716.41,190822.31,190905.22,190916.52,190924.32,191014.42,191022.42,191111.32,191113.22,

品番：JJ-S501075

製造番号：181128.32,181210.32,181228.31,190109.32,190121.32,190124.31,190208.51,190219.31,190222.34,190304.31,190313.53,190319.52,190325.33,190328.33,190410.51,190415.51,190418.51,190426.33,190502.31,190507.32,190522.32,190614.31,190625.31,190701.51,190704.51,190711.51,190723.53,190730.31,190807.35,190813.52,190815.35,190903.31,190909.51,190916.34,190924.51,190927.33,191002.33,191010.33,191022.51,191025.35,191030.52,191112.51,191119.31,191125.51,191203.33,191211.52,

品番：JJ-S501076

製造番号：181217.53,190131.52,190424.31,190610.34,190819.35,190902.33,190917.51,190919.32,191202.31,

品番：JJ-S5011

製造番号：181206.55,181207.51,181214.22,181214.23,190110.34,190111.31,190208.21,190208.22,190301.42,190326.33,190412.42,190507.52,190524.21,190701.22,190718.42,190820.42,190905.23,190918.42,191010.23,191105.51,191127.51,

品番：JJ-S501171

製造番号：181206.34,190102.44,190116.62,190212.44,190314.32,190402.62,190502.21,190617.22,190725.41,190815.42,190924.22,191009.22,

品番：JJ-S501175

製造番号：190124.53,190312.55,190603.33,190805.53,191011.32,

品番：JJ-S501176

製造番号：181210.52,181211.51,190124.51,190124.52,190228.32,190326.52,190426.31,190529.31,  
190703.32,190724.32,190820.33,190925.52,191003.53,191127.35,

品番：JJ-S501575

製造番号：181221.33,190301.53,190311.34,190401.52,190423.31,190423.32,190603.31,190603.32,  
190715.31,190830.31,191011.31,191122.53,

品番：JJ-S5016

製造番号：190110.52,190131.51,190312.21,190415.62,190509.61,190620.22,190724.43,190822.33,  
190925.53,191111.21,

品番：JJ-S5019

製造番号：181219.34,190129.61,190129.62,190423.42,190517.52,190723.22,190905.31,191007.21,  
191108.23,

品番：JJ-S5020

製造番号：181211.22,190102.22,190125.41,190214.23,190221.41,190322.21,190401.33,190425.41,  
190520.64,190624.43,190715.41,190801.22,190820.21,190910.21,190924.42,191011.42,  
191025.22,191112.41,191125.42,

品番：JJ-S5023

製造番号：181207.22,181220.52,181227.61,190130.62,190221.33,190306.53,190322.62,190410.42,  
190520.62,190610.62,190625.42,190801.41,190909.42,191016.52,191112.42,

品番：JJ-S5024

製造番号：181207.62,190107.43,190213.55,190409.32,190515.21,190625.41,190813.43,190916.53,

品番：JJ-S502775

製造番号：181214.53,181227.53,190206.33,

品番：JJ-S5030

製造番号：181211.61,190116.43,190313.32,190411.61,190522.63,190710.41,190912.32,191112.35,  
191203.32,

品番：JJ-S5031

製造番号：181204.42,181204.92,181214.64,181224.61,190108.33,190116.44,190125.62,190211.62,  
190220.43,190226.31,190308.61,190315.61,190325.22,190404.61,190416.43,190426.42,  
190524.43,190610.51,190617.41,190626.21,190703.51,190717.21,190725.21,190806.42,  
190820.22,190828.22,190904.52,190918.41,191003.42,191014.43,191024.43,191107.41,  
191120.52,191204.42,191219.41,

品番：JJ-S5032

製造番号：181207.53,190104.63,190130.53,190308.52,190328.22,190513.52,190610.42,190711.22,  
190808.52,190906.52,191004.44,191108.31,191210.43,

品番：JJ-S5036

製造番号：181207.52,190212.52,190424.64,190822.34,191017.34,

品番：JJ-S5039

製造番号：181220.62,190212.42,190212.43,

品番：JJ-S5040

製造番号：190123.62,190219.53,190220.51,190422.31,190422.32,190625.63,190718.35,190827.21,  
191017.35,191118.52,

品番：JJ-S504275

製造番号：181211.34,181227.35,190121.53,190206.52,190228.52,190326.51,190410.34,190425.33,  
190513.33,190610.54,190702.52,190729.53,190827.51,191004.53,191030.53,191119.51,

品番：JJ-S504775

製造番号：190315.52,190430.51,190715.34,

品番：JJ-S504876

製造番号：181204.54,190122.53,190227.53,190408.32,190610.32,190708.31,190829.32,191025.34,  
191216.32,

品番：JJ-S505075

製造番号：181211.54,190117.54,190314.33,190617.31,190723.33,190927.34,191113.35,

品番：JJ-S5053

製造番号：181213.41,190226.62,190410.53,190524.41,190712.43,190904.42,191030.23,

品番：JJ-S5054

製造番号：181207.61,181226.62,190118.61,190215.54,190227.51,190412.41,190613.41,190621.42,  
190726.21,190904.43,191018.23,191115.21,

品番：JJ-S5055

製造番号：181127.45,181213.42,181224.43,190114.61,190131.31,190213.41,190213.42,190308.22,  
190426.23,190527.42,190704.22,190801.42,190903.23,190925.21,191015.42,191114.21,

品番：JJ-S505875

製造番号：190115.51,190215.52,190424.52,190610.31,190805.31,190805.32,

品番：JJ-S5059

製造番号：181227.62,190123.32,190220.31,190220.32,190415.54,190429.42,190523.61,190523.62,  
190712.41,190926.23,

品番：JJ-S505975

製造番号：181207.54,190116.31,190201.33,190301.51,190321.52,190423.52,190520.32,190618.52,  
190717.52,190812.53,191001.52,191007.34,191009.51,191113.52,191213.51,

品番：JJ-S5060

製造番号：190115.61,190228.61,190429.43,190619.21,190812.23,190923.43,191112.43,

品番：JJ-S506175

製造番号：181203.55,181221.32,190117.53,190221.32,190315.53,190408.34,190430.33,190529.33,  
190715.35,190821.33,190909.53,191003.52,191031.51,

品番：JJ-L506275

製造番号：181221.54,190116.53,190207.52,190221.53,190315.33,190405.53,190423.53,190521.34,  
190613.52,

品番：JJ-S506476

製造番号：181206.54,181228.32,190220.92,190308.33,190430.52,190808.34,190909.32,191008.32,  
191118.32,

品番：JJ-S5067

製造番号：181128.62,181217.24,190103.41,190107.21,190211.22,190305.41,190327.22,190516.41,  
190626.42,190719.41,190809.22,190927.52,191107.22,191206.52,

品番：JJ-S506875

製造番号：190111.32,190111.33,190204.33,190304.33,190327.32,190503.55,190521.31,190617.35,  
190708.32,190802.52,190902.31,191030.51,191122.35,

品番：JJ-S506877PST

製造番号：190627.31,190802.32,190926.35,

品番：JJ-S506878 P

製造番号：181207.31,181207.32,181226.51,181226.52,190114.34,190129.32,190129.33,190221.51,  
190314.51,190329.33,190502.32,190531.31,190625.33,190717.31,190808.33,190830.52,  
190917.33,191004.35,191023.32,191113.31,

品番：JJ-S506976

製造番号：181211.33,181231.35,190207.33,190503.51,190610.53,190709.34,190807.34,190906.35,  
191106.52,



品番：JJ-S5070

製造番号：190102.62,190315.31,190410.61,190708.42,191017.36,191115.34,191219.33,

品番：JJ-S507275

製造番号：181207.55,190305.53,190503.52,190702.33,190827.52,

品番：JJ-S507375

製造番号：181212.51,181212.52,181213.34,181214.31,181214.32,181217.31,181218.51,181218.52,  
181218.53,181219.51,181220.55,181224.31,

品番：JJ-S507478 P

製造番号：181204.51,181226.34,190226.53,190408.31,190523.51,190625.53,190801.51,190909.33,  
191018.51,191128.34,

品番：JJ-S507578 P

製造番号：190102.32,190207.53,190701.34,191104.33,

品番：JJ-S5076

製造番号：190110.23,190201.52,190225.42,190320.62,190402.42,190402.43,190508.51,190613.42,  
190628.42,190712.23,190730.42,190730.43,190903.51,190924.52,191031.42,191203.21,

品番：JJ-S507775

製造番号：190731.51,

品番：JJ-L6002

製造番号：190107.34,190325.61,190617.33,190708.61,191204.31,

品番：JJ-L6025

製造番号：181224.52,190128.62,190128.63,190328.52,190709.33,190819.32,191104.34,

品番：JJ-L6030

製造番号：181214.62,181221.31,190206.53,190207.51,190312.52,190415.33,190516.32,190704.32,  
190729.34,190902.51,191105.31,

品番：JJ-L7000

製造番号：181127.34,190104.64,190222.62,190402.53,190704.52,190902.34,191030.34,200109.53,

品番：JJ-L7001

製造番号：190125.55,190312.54,

品番：JJ-L7003

製造番号：181219.41,190102.31,190121.31,190219.51,190424.34,190531.61,190710.61,190802.33,  
190802.34,190830.53,190918.31,190918.32,191014.31,191105.32,191202.33,191202.34,

品番：JJ-L700371

製造番号：190315.54,190426.62,

品番：JJ-L700471

製造番号：190102.63,190311.61,190510.34,190828.34,190917.54,191030.31,191210.33,

品番：JJ-L700671

製造番号：181210.54,190108.31,190312.51,190509.32,190521.32,190529.61,191125.31,

品番：JJ-L700871

製造番号：190128.31,190405.52,190503.63,190626.61,190917.35,191003.31,191015.35,

品番：JJ-L21893

製造番号：181205.53,190306.31,190425.32,190515.31,190723.31,191121.31,

品番：JJ-S41807

製造番号：181206.53,190213.32,190506.31,190709.62,190916.33,191128.31,

品番：JZ-S100176

製造番号：181206.62,190429.62,

品番：JZ-S100275

製造番号：190920.52,191213.53,

品番：JZ-S200075

製造番号：190325.52,190325.53,190430.31,190430.32,190528.32,190528.33,190712.31,190814.32,  
190814.33,190918.52,191126.34,191206.53,191230.32,

品番：JZ-S200077PST

製造番号：190326.31,190805.35,190925.31,191209.32,

品番：JZ-S200175

製造番号：190627.34,190627.35,190801.32,

品番：JZ-S3000

製造番号：191106.35,191218.32,

品番：JZ-S300071

製造番号：190926.36,191108.43,191126.33,  
191126.51,

品番：JZ-S500076

製造番号：190110.51,190221.62,190325.32,190429.53,190627.63,190711.41,190806.51,190806.52,  
190904.31,191002.52,191105.54,

品番：JZ-S500077PST

製造番号：190208.62,190418.31,190614.51,190801.52,190822.41,191008.41,191120.51,191213.54,

品番：JZ-S500275

製造番号：190301.33,190301.54,190304.51,190306.35,190415.41,190415.42,

品番：JZ-S530375

製造番号：190225.34,190325.31,190410.62,190429.61,

品番：JZ-S1000L

製造番号：181129.52,181227.31,190107.22,190107.23,190128.35,190129.31,190312.34,190415.61,  
190506.41,190701.42,190730.41,190815.41,191001.51,191105.23,

品番：JZ-S100075L

製造番号：190110.61,191023.31,191126.35,

品番：JZ-S1001L

製造番号：181214.54,190114.53,190123.53,190212.55,190226.51,190412.51,190430.54,190611.52,  
190618.51,190709.52,190730.53,190904.53,191014.52,191105.53,191203.52,

品番：JZ-L100275L

製造番号：190523.32,190523.33,190724.53,190916.32,191011.34,191104.51,191115.35,191118.31,

品番：JZ-S200075L

製造番号：190305.52,190524.52,190524.53,190621.31,190724.54,190805.33,190805.34,190826.52,  
190826.53,190918.34,190918.35,191016.53,191017.51,191107.52,191120.34,191203.53,

品番：JZ-S2303L

製造番号：190509.34,190510.31,

品番：JZ-S230375L

製造番号：190508.34,

品番：JZ-S500075L  
製造番号：191018.31,

品番：JZ-S500079PSL  
製造番号：191119.32,

品番：JZ-S530375L  
製造番号：181205.62,190123.31,190305.54,190425.34,190612.31,190709.32,190819.34,190930.32,  
191112.36,

品番：1181096-3  
製造番号：190122.91,

品番：1181096-4  
製造番号：190122.92,

品番：1181429-1  
製造番号：190107.91,

品番：1181430-2  
製造番号：190116.91,

品番：1181458-1  
製造番号：190108.91,

品番：1190045-3  
製造番号：190430.91,

品番：1190067-1  
製造番号：190212.91,

品番：1190068-1  
製造番号：190211.91,

品番：1190071-2  
製造番号：190304.91,

品番：1190074-1  
製造番号：190225.91,

品番：1190075-1  
製造番号：190215.92,

品番：1190076-1  
製造番号：190214.91,

品番：1190077-1  
製造番号：190219.91,

品番：1190078-1  
製造番号：190215.91,

品番：1190135-1  
製造番号：190220.91,

品番：1190167-1  
製造番号：190228.91,

品番：1190167-2  
製造番号：190514.92,

品番：1190172-2  
製造番号：190301.91,

品番：1190188-1  
製造番号：190227.91,

品番：1190189-1  
製造番号：190305.91,

品番：1190197-1  
製造番号：190305.92,

品番：1190239-1  
製造番号：190311.91,

品番：1190433-1  
製造番号：190416.91,

品番：1190440-1  
製造番号：190515.91,

品番：1190447-1  
製造番号：190528.91,190531.91,

品番：1190512-1  
製造番号：190621.91,

品番：1190513-1  
製造番号：190619.91,

品番：1190628-1  
製造番号：190709.91,

品番：1190642-1  
製造番号：190625.91,

品番：1190643-1  
製造番号：190627.91,

品番：1190782-1  
製造番号：190828.91,

品番：1190783-1  
製造番号：190829.91,

品番：1190832-1  
製造番号：190919.91,

品番：1191116-1  
製造番号：191001.91,

品番：1191166-1  
製造番号：191015.91,

品番：1191266-1  
製造番号：191106.92,

品番：1191267-1  
製造番号：191106.91,

品番：1191370-1  
製造番号：191218.91,

品番：1191372-1  
製造番号：191216.91,

品番：1191406-1  
製造番号：200102.91,

品番：1191477-1  
製造番号：200113.91,

品番：1200010-1  
製造番号：200204.91,

数量：6,516,643 本  
出荷時期：平成 31 年 1 月 16 日～令和 2 年 4 月 7 日

### 3. 製造販売業者等名称

製造販売業者の名称：株式会社ジェイ・エム・エス  
製造販売業者の所在地：広島県広島市中区加古町 12 番 17 号  
許可の種類：第一種医療機器製造販売業  
許可番号：34B1X00001

### 4. 回収理由

当該製品において、医療機関よりヘパリンライン T 字部（メインラインとの合流部）より液漏れが生じるとの報告を受けました。  
調査の結果、一部のヘパリンライン T 字部品に亀裂が認められたため、当該部品を使用した製品の自主回収を行います。

### 5. 危惧される具体的な健康被害

医療機関からの報告内容と自社での検証結果から、当該事象により生じる液漏れは微量であること、また、透析治療中は医療従事者の監視下であり当該事象が発生しても早期に発見することができることから、重篤な健康被害には至らないと判断します。  
なお、現在までに当事象に起因する健康被害の報告はありません。

### 6. 回収開始年月日

令和 2 年 4 月 9 日

### 7. 効能・効果又は用途等

#### (1) JMS 人工腎臓用血液回路

人工腎臓装置に用い、透析器（ダイアライザー）と患者を連結する血液回路である。

#### (2) JMS 人工腎臓用血液回路 S T

本品は、透析器に接続して、血液を体外循環させる血液回路である。

## 8. その他

出荷先代理店は全て把握しておりますが、出荷先医療機関については回収作業を通じて確認致します。

当該医療機器を納入した代理店及び医療機関に対して当社担当者又は代理店担当者が訪問し、回収を行います。

## 9. 担当者及び連絡先

担当者 : 薬事・品質保証本部 後藤 誠

薬事・品質保証本部 高橋 義和

連絡先 : 株式会社ジェイ・エム・エス

広島県広島市中区加古町 12 番 17 号

電話番号 : 082-243-6023

FAX 番号 : 082-243-5948