

現行規格製品と新規格製品の対比表

フレゼニウス Amikaポンプ用経腸栄養セット

現行規格製品				
品番	型式	規格	JANコード	梱包単位
JF-YP30AQ	バッグ無： Qロックタイプ	Amika用 220cm 25入	4987805230701	25セット×4箱 = 100セット
JF-YP30AQ1	バッグ無： Qロックタイプ	Amika用 220cm 10入	4987805230688	10セット×10箱 = 100セット
7989992	(バッグ付：DEHPフリー) 30個入		4987805230367	30セット/梱
7989992S	(バッグ付：DEHPフリー) 10個入		4987805230435	10セット/梱

販売名：フレゼニウス Amikaポンプ用経腸栄養セット

認証番号：226AABZX00147000

製造販売業者：フレゼニウスカービジャパン株式会社

新規格製品				
品番	型式	規格	JANコード	梱包単位
JF-3YP30AQ	バッグ無： Qロックタイプ	Amika用 220cm 25入	4987805230749	25セット×4箱 = 100セット
JF-3YP30AQ1	バッグ無： Qロックタイプ	Amika用 220cm 10入	4987805230756	10セット×10箱 = 100セット
M44310676	ISO80369-3 タイプ： バッグ付 DEHPフリー	30入	4987805230770	30個
M44310676S	ISO80369-3 タイプ： バッグ付 DEHPフリー	10入	4987805230794	10個

販売名：フレゼニウス Amikaポンプ用経腸栄養セット

認証番号：226AABZX00147000

製造販売業者：フレゼニウスカービジャパン株式会社