

紙粉発生の問題を解消し、"よりCLEAN"な医療の実現とよどりの看護を

# JMS 注射針



























- 肉薄のスーパーシンウォール針により、同一外径でもワンサイズ大きい流量を得ることが可能(18~23G)。
- 個包装はプラスチック素材を使用しており、分別廃棄が不要。
- セパレート包装により、使用の際の切り離し作業が不要。
- ゲージごとにカラーコードされた針基は半透明なので静脈注射の際、血液のフラッシュバック確認が容易。

## セパレートフィルム包装



# JMS注射針

ゲージ / 色	品番 / 長さ
<b>18G</b> pink ピンク (1.2mm)	 R.B. JS-NR1838SP 1½" (38mm)
	 S.B. JS-NS1838SP 1½" (38mm)
<b>19G</b> cream クリーム (1.1mm)	 R.B. JS-NR1919SP ¾" (19mm)
	 R.B. JS-NR1938SP 1½" (38mm)
<b>20G</b> yellow イエロー (0.9mm)	 R.B. JS-NR2016SP ⅝" (16mm)
	 R.B. JS-NR2038SP 1½" (38mm)
	 S.B. JS-NS2038SP 1½" (38mm)
<b>21G</b> deep green ディープグリーン (0.8mm)	 R.B. JS-NR2116SP ⅝" (16mm)
	 R.B. JS-NR2138SP 1½" (38mm)
	 S.B. JS-NS2138SP 1½" (38mm)
<b>22G</b> black ブラック (0.7mm)	 R.B. JS-NR2238SP 1½" (38mm)
	 S.B. JS-NS2238SP 1½" (38mm)
	 R.B. JS-NR2232SP 1¼" (32mm)
	 S.B. JS-NS2232SP 1¼" (32mm)

ゲージ / 色	品番 / 長さ
<b>23G</b> deep blue ディープブルー (0.6mm)	 R.B. JS-NR2332SP 1¼" (32mm)
	 S.B. JS-NS2332SP 1¼" (32mm)
	 R.B. JS-NR2325SP 1" (25mm)
<b>24G</b> medium purple ミディアムパープル (0.55mm)	 R.B. JS-NR2432SP 1¼" (32mm)
	 R.B. JS-NR2425SP 1" (25mm)
<b>25G</b> orange オレンジ (0.5mm)	 R.B. JS-NR2525SP 1" (25mm)
<b>26G</b> brown ブラウン (0.45mm)	 R.B. JS-NR2613SP ½" (13mm)
	 S.B. JS-NS2613SP ½" (13mm)
<b>27G</b> medium grey ミディアムグレー (0.4mm)	 S.B. JS-NS2719SP ¾" (19mm)
	 R.B. JS-NR2713SP ½" (13mm)

一般的名称: 単回使用注射用針  
販売名: JMS 注射針 (医療機器認証番号: 14300BZZ00177000)

※梱包単位: 100本×40箱=4,000本  
※R.B.はレギュラーベベル、S.B.はショートベベルです。  
※注射針の写真は原寸大です。



製造販売業者  
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号  
<https://www.jms.cc/>

2002.09.40XA084-LP  
2023.11.00XA084-JMS