

JMSドレンバッグ

- ◇ 尿路感染・汚染リスクなどを考慮し、安全性をさらに充実
- ◇ ニードルレス採尿ポートの装備により、機能性と操作性の向上を両立



低床ベッドに対応し、 より機能面を充実した閉鎖導尿タイプ

縦柵にも装着可能なマルチハンガー

ねじれることなく縦横どちらの柵にも装着が可能です。
ベルトの固定も簡単になりました。



縦柵柱へ
装着



横柵柱へ
装着

ニードルレス採尿ポート


金属針を使用せず、安全に採尿が可能です。
汎用のルーアースリンジが利用できます。



細菌の透過を
防止するエアフィルタ

低床ベッドにも 対応可能な天地長

排尿チューブが床面に
触れないように、天地長が
短くなっています。縦柵を
利用すると、より低床の
ベッドにも対応できます。



逆流防止弁付の ドリップチャンバー

尿の流れを確認できる
ドリップチャンバーには、
逆流防止弁が付いています。
誤ってバッグが圧迫された場合
でも、尿の逆流を防止します。

クランプの形状や排尿チューブの柔らかさを改良し、
開閉しやすくなりました。

品番	型式	梱包単位
JU-BHNP	低床ベッド対応 ニードルレス採尿ポート付	5個×10箱
JU-BHN	低床ベッド対応	5個×10箱



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

東京都港区芝浦 1-2-1
<https://www.jms.cc/>