

PLASTIC GLOVES

プラスチックグローブ F

ポリ塩化ビニル製手袋 未滅菌

フィット性と柔軟性を追求、
指先・掌を素手感覚に！

Fitting

&

Softness



PLASTIC GLOVES

プラスチックグローブ F

ポリ塩化ビニル製手袋 未滅菌

フィット性と柔軟性を追求、
指先・掌を素手感覚に！

特徴

- 指先、掌のフィット性をUP！
- 柔軟性も向上、より柔らかく！
- ディスペンサーボックス入りの、左右兼用タイプ



プラスチックグローブ F

品番	サイズ	標準販売価格
JG-PGXPFS	SS	4,200円 / 箱
JG-PGXPFS	S	
JG-PGXPFM	M	
JG-PGXPFL	L	

販売名：プラスチックグローブ F 梱包単位：150枚 / 箱 × 10箱 = 1,500枚
医療機器届出番号：34B1X00001000094

水密性試験

	検査水準	AQL
JIS T 9116:2000	S-4	2.5

手袋の品質管理とAQL(合格品質水準)

AQLは、Acceptable Quality Levelの略称であり、受け入れられる不良率の上限を数値で示しています。手袋の製造工程内や最終製品において、品質を管理・確認するため、各種検査を実施しています。手袋の品質に関し、JIS規格では手袋の寸法や水密性（ピンホール試験）、性能に対し、性能値や検査水準、AQLを定めています。

【使用上の注意】

●かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すこと。●包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。●薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるため確認の上、使用すること。●手袋の主材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する可能性があるため、60℃以上の熱いものに触れないこと。●使用中に本品が破れた場合は、新しい製品に交換すること。●使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。●水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線避けて保管すること。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<https://www.jms.cc/>

■ カスタマーサポートセンター
0120-923-107 (受付時間 9:00 ~ 17:00)

2015.09.05XA183-IB
2022.02.01XA183-JMS