



Nadeshiko®




塞栓コイル適合性と
末梢血管到達性の両立を実現

特長

遙Plus (7.5cmタイプ) は先端柔軟部長を調整することで、プッシュビリティと末梢到達性を追求した、硬度バランス改良タイプとなります。



フローレート



デッドスペースボリューム
 有効長110cm : 0.47mL
 有効長135cm : 0.53mL
 有効長150cm : 0.57mL

規格一覧

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)	
					先端部	手元	先端部	手元
JX-MA1P12420	4987494308316	110	80	ストレート	2.0/0.68	2.4/0.79	0.020"/0.51	0.023"/0.58
JX-MA2P12420	4987494308330	110	80	スワンネック				
JX-MA3P12420	4987494313594	110	80	45°アングル				
JX-MA4P12420	4987494316748	110	80	Wアングル				
JX-MA1P32420	4987494308323	135	80	ストレート				
JX-MA2P32420	4987494340705	135	80	スワンネック				
JX-MA3P32420	4987494341696	135	80	45°アングル				
JX-MA4P32420	4987494341689	135	80	Wアングル				
JX-MA1P52420	4987494341665	150	80	ストレート				
JX-MA3P52420	4987494341641	150	80	45°アングル				

リベルト付

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)	
					先端部	手元	先端部	手元
JX-MA2B12420	4987494341634	110	80	スワンネック	2.0/0.68	2.4/0.79	0.020"/0.51	0.023"/0.58
JX-MA1B32420	4987494341412	135	80	ストレート				
JX-MA2B32420	4987494341702	135	80	スワンネック				
JX-MA4B32420	4987494341672	135	80	Wアングル				
JX-MK2B52420	4987494341658	150	80	スワンネック				

<製品仕様>

推奨ガイドワイヤ最大径:0.018inch(0.46mm)
 最大耐圧:1,200psi(8,400kPa)

推奨ガイドワイヤ最小内径:0.032inch(0.81mm)
 付属品:1mLシリンジ 1本

販売名:ナデシコ
 保険償還区分:血管造影用マイクロカテーテル

医療機器承認番号:21200BZZ00459000
 オーバーザワイヤ/選択的アプローチ型/ブレードあり

●外観・仕様は予告なしに変更することがあります。●カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。●ご使用に際しては、本品の電子添文をご参照ください。●ナデシコは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
 〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<http://www.jms.cc>