

## 血液バッグ ACD-A液


◆ 血液の抗凝固および保存のための血液保存液。

JMS ACD-A液【医薬品】
<p>■ 血液保存液（ACD-A液）組成</p> <p>クエン酸ナトリウム水和物……………2.20w/v%</p> <p>クエン酸水和物……………0.80w/v%</p> <p>ブドウ糖……………2.20w/v%</p>

※使用期限：2年間



JB-A300130



品番	JANコード	容量	規格	梱包単位	添付文書
JB-A300130	4987494151721	300mL	NP チューブなし	30個	
JB-A500130	4987494155392	500mL	NP チューブなし	20個	

販売名：JMS ACD-A液 承認番号：20700AMZ00166000  
 滅菌方法：高圧蒸気滅菌  
 製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス