

ガーゼ

不織布製ガーゼ

- ◆ ソフトな肌ざわり。
- ◆ JI-G100Xは、高圧蒸気滅菌やエチレンオキサイド滅菌が可能。



拡大

滅菌済

品番	JANコード	サイズ	規格	梱包単位	添付文書
JI-G100	4987494130672	250×250mm	4ツ折	100枚×24箱=2,400枚	🔍
JI-G20	4987494020096	250×250mm	4ツ折	20枚×10箱= 200枚	🔍

一般的名称：医療用不織布 販売名：JMSガーゼ 医療機器届出番号：34B1X00001000048
滅菌方法：ガンマ線滅菌/エチレンオキサイド滅菌
製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス

未滅菌

品番	JANコード	サイズ	規格	梱包単位
JI-G100X	4987494130719	250×250mm	4ツ折	200枚×20箱=4,000枚

非医療機器