


覆布／全面覆布

三層構造の高吸収性防水覆布

- ◆ 表面は吸水素材ですばやい吸水速度と優れた吸水保持量により、血液、体液等の飛散を防止。
- ◆ 中間層は防水フィルムを特殊加工した防水素材で、吸収した血液や体液等の裏面への浸透を防御。
- ◆ 裏面は肌触りの良い吸水素材により汗を吸収。
- ◆ 独自の特殊素材は綿布の柔らかさ、しなやかさを実現。



覆布・全面覆布の三層構造



覆布

品番	JANコード	サイズ	備考	梱包単位	添付文書
JN-D0606	4987494143603	550× 600mm		40枚×2箱=80枚	Q
JN-D0909	4987494143610	900× 900mm		25枚×2箱=50枚	Q
JN-D1112	4987494144259	1,100×1,200mm		15枚×2箱=30枚	Q
JN-D1115	4987494144266	1,100×1,500mm		20枚×2箱=40枚	Q
JN-D1118	4987494145829	1,100×1,800mm		15枚×2箱=30枚	Q
JN-D1418	4987494145836	1,400×1,800mm		10枚×2箱=20枚	Q
JN-D0606TH06	4987494148028	550× 600mm 穴のサイズ/形状：6cm/真円	テープ付	40枚×2箱=80枚	Q
JN-D0606TH09	4987494148035	550× 600mm 穴のサイズ/形状：9cm/真円	テープ付	40枚×2箱=80枚	Q
JN-D0909TH06	4987494148042	900× 900mm 穴のサイズ/形状：6cm/真円	テープ付	25枚×2箱=50枚	Q
JN-D0909TH09	4987494148059	900× 900mm 穴のサイズ/形状：9cm/真円	テープ付	25枚×2箱=50枚	Q
JN-D0909TH12	4987494148066	900× 900mm 穴のサイズ/形状：12cm/真円	テープ付	25枚×2箱=50枚	Q

一般的名称：単回使用汎用サージカルドレープ 販売名：JMS 覆布 医療機器届出番号：34B1X00001000035

滅菌方法：エチレンオキシサイド滅菌
 製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス

全面覆布

品番	JANコード	サイズ	備考	梱包単位	添付文書
JN-AD1008	4987494144396	1,560×3,200mm 穴のサイズ/形状：6×11cm/楕円 2個	アンギオ用	5枚×2箱=10枚	🔍
JN-AD1046	4987494196494	1,560×3,200mm 穴のサイズ/形状：6×11cm、3×5cm/楕円 6個	アンギオ用	5枚×2箱=10枚	🔍
JN-MD4020WP	4987494009169	2,100×2,900mm 穴のサイズ/形状：10×30cm/長方形	翼付・ポケット付・一般外科用	5枚×2箱=10枚	🔍
JN-MD4030	4987494147151	1,830×2,900mm 穴のサイズ/形状：20×35cm/長方形	上部 一般外科用	5枚×2箱=10枚	🔍

一般的名称：単回使用汎用サージカルドレープ 販売名：JMS全面覆布 医療機器届出番号：34B1X00001000038
滅菌方法：エチレンオキシド滅菌
製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス