

輸血セット


スタンダード

大きなサイズのフィルタを使用しているので、
 血液成分の損失も少なく、必要な輸血速度の維持が可能

- ◆ フィルタメッシュサイズ：100メッシュ（約180μm）。
- ◆ クランプは輸血セットと識別しやすい赤色。
- ◆ ポンプ用はJMS輸液ポンプOT-818G専用。



JB-U13L




品番	JANコード	点滴量	側管	先端	びん針	備考	梱包単位	添付文書
JB-U13L	4987494026302	1mL≒20滴	なし	ロック	中間チューブ型		25本×10箱=250本	Q
JB-C13RL	4987494026920	1mL≒20滴	あり	ロック	中間チューブ型	三方活栓（3バー）×1	25本×10箱=250本	Q
JB-C13SL	4987494026944	1mL≒20滴	あり	ロック	中間チューブ型	三方活栓（3バー）×2	25本×10箱=250本	Q
JB-U33L	4987494027613	1mL≒20滴	なし	ロック	直結型		25本×10箱=250本	Q
JBP-U33L	4987494268795	1mL≒20滴	なし	ロック	直結型	ポンプ用	10本×10箱=100本	Q

一般的名称：輸血セット 販売名：JMS輸血セット 医療機器認証番号：14900BZZ00433000
 滅菌方法：エチレンオキシド滅菌
 製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス

Y型


大量輸血などに最適な輸血セット

- ◆ 大きなサイズのフィルタを使用しているため、血液成分の損失も少なく、必要な輸血速度の維持が可能。
- ◆ フィルタメッシュサイズ：100メッシュ（約180μm）。
- ◆ クランプは輸血セットと識別しやすい赤色。



JB-Y23RL

Q 拡大



品番	JANコード	点滴量	側管	先端	備考	梱包単位	添付文書
JB-Y23L	4987494246182	1mL≒20滴	なし	ロック		25本×10箱=250本	Q
JB-Y23RL	4987494026968	1mL≒20滴	あり	ロック	三方活栓（3バー）×1	25本×10箱=250本	Q

一般的名称：輸血セット 販売名：JMS輸血セット 医療機器認証番号：14900BZZ00433000

滅菌方法：エチレンオキシド滅菌

製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス