

ガンゼ製のレッグサイエンス舞に
 待望の **LLサイズ** が追加
 N e w S i z e

❁ 2020年10月から販売開始!!



レッグサイエンス

舞
 Leg Science Mai

『レッグサイエンス舞』は圧迫圧が(27-40hPa/20-30mmHg)の医療用ストッキングです。足首から上部に向かって段階的に圧迫圧が低くなる構造となっております。下腿を適度な強さで圧迫しながら静脈・リンパ還流を促します。

レッグサイエンス舞に関する情報をWEBで公開しています!!



レッグサイエンス舞 検索

❁ LLサイズ 規格・サイズ表

届出番号：26B1X00010000027 販売名：レッグサイエンス舞

製品タイプ	つま先	色	寸法 (cm)		品番	J A Nコード
			足首周囲	ふくらはぎ周囲		
ハイソックス	なし	ピュアベージュ	23~27	40~46	LSM001-LLP	4967162942936
		ブラック			LSM001-LLB	4967162942929
	あり	ピュアベージュ			LSM002-LLP	4967162942950
		ブラック			LSM002-LLB	4967162942943



販売業者
 株式会社 ジェイ・エム・エス <http://www.jms.cc/>



製造販売業者
 ガンゼ株式会社 <http://www.gunze.co.jp/>