

ジェイフィード ペグロック仕様変更のご案内







謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ジェイフィード ペグロックにつきまして、下記の通り仕様変更のご案内を致します。今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

仕様変更にともない、品番と JAN コードも変更となります。

	現行品	変更品 (タイプ II)
カテーテル		
	<p>① バルブ部分等を小さくしました。(全長 : 4.0 cm → 3.0 cm)</p> <p>② 接続コネクタ受け部の表示、接続チューブコネクタの回転領域を 360 度から 270 度に変更。</p> <p>③ キャップ部に“ JMS ” ロゴを追加。</p>	
オスコネクタ		
	<p>・接続チューブのオスコネクタ強度向上のため、材質をポリ塩化ビニル (PVC) からポリカーボネート (PC) に変更。</p>	
接続チューブ		
	<p>・接続チューブのストレート型ショートタイプ (5 cm) にクランプを追加。</p>	

変更時期

2018年2月以降、在庫が無くなり次第、随時変更致します。

変更品の詳細および切り替え時期等につきましては、弊社担当者より別途ご案内致します。

対象規格

販売名：ジェイフィード ペグロック

医療機器認証番号：225ACBZX00007000

サイズ	有効長	バルーン 容量	現行品コード		変更品(タイプⅡ)コード		
			品番	JANコード	品番	JANコード	
14Fr	10mm	5mL	JF-PB1410BL05	4542187185386	⇒	JF-PB1410B052	4542187208566
	15mm		JF-PB1415BL05	4542187185393	⇒	JF-PB1415B052	4542187208573
	17mm		JF-PB1417BL05	4542187189704	⇒	JF-PB1417B052	4542187208580
	20mm		JF-PB1420BL05	4542187185409	⇒	JF-PB1420B052	4542187208597
	25mm		JF-PB1425BL05	4542187185416	⇒	JF-PB1425B052	4542187208603
	30mm		JF-PB1430BL05	4542187185423	⇒	JF-PB1430B052	4542187208610
16Fr	10mm	5mL	JF-PB1610BL05	4542187185430	⇒	JF-PB1610B052	4542187208627
	15mm		JF-PB1615BL05	4542187185447	⇒	JF-PB1615B052	4542187208634
	17mm		JF-PB1617BL05	4542187189711	⇒	JF-PB1617B052	4542187208641
	20mm		JF-PB1620BL05	4542187185454	⇒	JF-PB1620B052	4542187208658
	25mm		JF-PB1625BL05	4542187185461	⇒	JF-PB1625B052	4542187208665
	30mm		JF-PB1630BL05	4542187185478	⇒	JF-PB1630B052	4542187208672
	35mm		JF-PB1635BL05	4542187189728	⇒	JF-PB1635B052	4542187208689
	40mm		JF-PB1640BL05	4542187189735	⇒	JF-PB1640B052	4542187208696
18Fr	15mm	5mL	JF-PB1815BL05	4542187189742	⇒	JF-PB1815B052	4542187208702
	17mm		JF-PB1817BL05	4542187189759	⇒	JF-PB1817B052	4542187208719
	20mm		JF-PB1820BL05	4542187189766	⇒	JF-PB1820B052	4542187208726
	25mm		JF-PB1825BL05	4542187189773	⇒	JF-PB1825B052	4542187208733
	30mm		JF-PB1830BL05	4542187189780	⇒	JF-PB1830B052	4542187208740
	35mm		JF-PB1835BL05	4542187189797	⇒	JF-PB1835B052	4542187208757
	40mm		JF-PB1840BL05	4542187189803	⇒	JF-PB1840B052	4542187208764
20Fr	20mm	5mL	JF-PB2020BL05	4542187190311	⇒	JF-PB2020B052	4542187208771
	25mm		JF-PB2025BL05	4542187190328	⇒	JF-PB2025B052	4542187208795
	30mm		JF-PB2030BL05	4542187190335	⇒	JF-PB2030B052	4542187208818
	35mm		JF-PB2035BL05	4542187190342	⇒	JF-PB2035B052	4542187208832
	40mm		JF-PB2040BL05	4542187190359	⇒	JF-PB2040B052	4542187208863
20Fr	20mm	20mL	JF-PB2020BL20	4542187179286	⇒	JF-PB2020B202	4542187208788
	25mm		JF-PB2025BL20	4542187179293	⇒	JF-PB2025B202	4542187208801
	30mm		JF-PB2030BL20	4542187179309	⇒	JF-PB2030B202	4542187208825
	35mm		JF-PB2035BL20	4542187179316	⇒	JF-PB2035B202	4542187208856
	40mm		JF-PB2040BL20	4542187179323	⇒	JF-PB2040B202	4542187208870
	45mm		JF-PB2045BL20	4542187179330	⇒	JF-PB2045B202	4542187208887
24Fr	20mm	20mL	JF-PB2420BL20	4542187179408	⇒	JF-PB2420B202	4542187208894
	25mm		JF-PB2425BL20	4542187179415	⇒	JF-PB2425B202	4542187208900
	30mm		JF-PB2430BL20	4542187179422	⇒	JF-PB2430B202	4542187208917
	35mm		JF-PB2435BL20	4542187179439	⇒	JF-PB2435B202	4542187208924
	40mm		JF-PB2440BL20	4542187179446	⇒	JF-PB2440B202	4542187208931
	45mm		JF-PB2445BL20	4542187179453	⇒	JF-PB2445B202	4542187208948

製造販売業者：クリエートメディック株式会社

販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 082-218-0602