

# ネオシールドトランスファー製品改良のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



さて、この度、ネオシールドトランスファーにつきまして、下記の通り仕様を変更いたしますのでご案内いたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

## 変更内容

- 操作性向上のため、トランスファー内液量の低減及びスライダ形状を変更いたします。

製品外観	
	<p>①チューブ内外径の変更により内液量を低減。 約 0.28mL ⇒ 約 0.2mL (内径: 1.7mm ⇒ 1.4mm)</p>
	<p>②リリーススイッチの出代を増やし、押し易さを改善。</p> 
	<p>③スライダー形状変更により、バイアル取り外し時の抵抗を改善。</p>
<p>図はトランスファー装着時のイメージであり、バイアルはトランスファーには含まれません。</p>	

## 変更時期

2018年2月19日以降、弊社工場生産品より、随時変更いたします。

※お手元に届く時期として3月下旬以降を予定していますが、在庫状況により流通時期が前後する場合がありますので、予めご了承ください。

## 対象規格

販売名：ネオシールドトランスファー

品番	型式	JAN
JV-NSTF	トランスファー	4987494245895

トランスファー  
外観写真

