

## JMS 吸引カテーテル仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS 吸引カテーテルにつきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。





今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

- ・カテーテルの可塑剤を DEHP フリーへ変更いたします。
- ・細径規格の先端部目盛り表示を変更いたします。 ※対象規格：目盛変更欄参照
- ・仕様変更に伴い、JANコードを変更いたします。
- ・型式のフレンチ表記（Fr→F）を変更いたします。

| 仕様                               | 変更前   | 変更後   |
|----------------------------------|---|---|
| 口腔・鼻腔用<br>気管内挿管用<br>ストレート<br>タイプ |  <p>目盛り位置：先端から 10 cm</p> |  <p>目盛り位置：先端から 4 cm</p> |
| 気管内挿管用<br>クードタイプ                 |  <p>目盛り位置：先端から 10 cm</p> |  <p>目盛り位置：先端から 5 cm</p> |

## 対象規格

販売名：JMS吸引カテーテル

医療機器認証番号：14700BZZ00929000

| 用途                       | 品番                 | 型式                 | JANコード        |               | 目盛<br>変更 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|
|                          |                    |                    | (変更前)         | (変更後)         |          |
| 口腔・<br>鼻腔用               | JX-SS0530S         | 5F 30cm ストレートコネクタ  | 4987494022717 | 4987494328673 | ○        |
|                          | JX-SS0530B         | 5F 30cm 吸引調節口付     | 4987494022892 | 4987494328680 | ○        |
|                          | JX-SS0630S         | 6F 30cm ストレートコネクタ  | 4987494022724 | 4987494329496 | ○        |
|                          | JX-SS0630B         | 6F 30cm 吸引調節口付     | 4987494022908 | 4987494329519 | ○        |
|                          | JX-SS0840S         | 8F 40cm ストレートコネクタ  | 4987494022731 | 4987494329656 |          |
|                          | JX-SS0840B         | 8F 40cm 吸引調節口付     | 4987494022915 | 4987494329670 |          |
|                          | JX-SS1040S         | 10F 40cm ストレートコネクタ | 4987494022748 | 4987494329700 |          |
|                          | JX-SS1050S         | 10F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022755 | 4987494329717 |          |
|                          | JX-SS1050B         | 10F 50cm 吸引調節口付    | 4987494022922 | 4987494329731 |          |
|                          | JX-SS1240S         | 12F 40cm ストレートコネクタ | 4987494022762 | 4987494329762 |          |
|                          | JX-SS1250S         | 12F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022779 | 4987494329779 |          |
|                          | JX-SS1250B         | 12F 50cm 吸引調節口付    | 4987494022939 | 4987494329793 |          |
|                          | JX-SS1440S         | 14F 40cm ストレートコネクタ | 4987494022786 | 4987494329823 |          |
|                          | JX-SS1450S         | 14F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022793 | 4987494329830 |          |
|                          | JX-SS1450B         | 14F 50cm 吸引調節口付    | 4987494022946 | 4987494329854 |          |
|                          | JX-SS1640S         | 16F 40cm ストレートコネクタ | 4987494022809 | 4987494329892 |          |
|                          | JX-SS1650S         | 16F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022816 | 4987494329908 |          |
| JX-SS1840S               | 18F 40cm ストレートコネクタ | 4987494022823      | 4987494329922 |               |          |
| 気管内<br>挿管用               | JX-SS0530BH        | 5F 30cm 吸引調節口付     | 4987494022953 | 4987494328765 | ○        |
|                          | JX-SS0630SH        | 6F 30cm ストレートコネクタ  | 4987494022830 | 4987494329502 | ○        |
|                          | JX-SS0630BH        | 6F 30cm 吸引調節口付     | 4987494022960 | 4987494329533 | ○        |
|                          | JX-SS0840SH        | 8F 40cm ストレートコネクタ  | 4987494022847 | 4987494329663 |          |
|                          | JX-SS0840BH        | 8F 40cm 吸引調節口付     | 4987494022977 | 4987494329687 |          |
|                          | JX-SS1050SH        | 10F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022854 | 4987494329724 |          |
|                          | JX-SS1050BH        | 10F 50cm 吸引調節口付    | 4987494022984 | 4987494329748 |          |
|                          | JX-SS1250SH        | 12F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022861 | 4987494329786 |          |
|                          | JX-SS1250BH        | 12F 50cm 吸引調節口付    | 4987494022991 | 4987494329809 |          |
|                          | JX-SS1450SH        | 14F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022878 | 4987494329847 |          |
|                          | JX-SS1450BH        | 14F 50cm 吸引調節口付    | 4987494023004 | 4987494329861 |          |
| JX-SS1650SH              | 16F 50cm ストレートコネクタ | 4987494022885      | 4987494329915 |               |          |
| 気管内<br>挿管用<br>クード<br>タイプ | JX-SS0530BHCD      | 5F 30cm 吸引調節口付     | 4987494250561 | 4987494328772 | ○        |
|                          | JX-SS0630BHCD      | 6F 30cm 吸引調節口付     | 4987494035342 | 4987494329649 | ○        |
|                          | JX-SS0840BHCD      | 8F 40cm 吸引調節口付     | 4987494027989 | 4987494329694 |          |
|                          | JX-SS1052BHCD      | 10F 52cm 吸引調節口付    | 4987494027996 | 4987494329755 |          |
|                          | JX-SS1252BHCD      | 12F 52cm 吸引調節口付    | 4987494028009 | 4987494329816 |          |
| JX-SS1452BHCD            | 14F 52cm 吸引調節口付    | 4987494028016      | 4987494329885 |               |          |

## 出荷時期

2021年6月以降、順次出荷見込となっております。

※ 在庫状況により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-923-107