

JMS エキステンションチューブ（一部規格）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS エキステンションチューブの一部規格につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ・メスコネクタの材質変更（形状変更なし）
- ・個包装サイズ、規格印字方法を変更
- ・内箱入数およびサイズを変更

変更内容	変更前	変更後
メスコネクタの 材質・形状	ポリカーボネート（PC） 	硬質塩化ビニル（PVC） 
個包装サイズ 規格印字方法 (mm)	横幅 190 × 高さ 105 	横幅 145 × 高さ 105 
内箱入数	25 本入	50 本入
内箱サイズ (mm)	奥行 175 × 横幅 118 × 高さ 160	奥行 210 × 横幅 150 × 高さ 147
内箱ラベル サイズ (mm)	横幅 100 × 高さ 100	横幅 80 × 高さ 80

※対象規格、変更品の品番等につきましては裏面をご覧ください。

対象規格

【変更前】

販売名：JMSエクステンションチューブ

医療機器認証番号：16100BZZ01433000

品番	型式名	JANコード	梱包数	標準販売価(税込)
JV-ND2070A	DEHPフリー-ND2 700mm	4987494089345	25本/箱×20箱	2,200円/箱



【変更後】

販売名：JMSエクステンションチューブ

医療機器認証番号：16100BZZ01433000

品番	型式名	JANコード	梱包数	標準販売価(税込)
JV-NDH2070A	DEHPフリー-ND2 700mm	4987494334377	50本/箱×16箱	4,400円/箱

※標準販売単価の変更はございません。

変更時期

2021年8月中旬出荷分より、順次変更いたします。

※在庫状況により、前後する可能性があります。ご了承ください。

以上