

キャップ（閉鎖式レバーロック用）の仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ネオシールド輸液セット等に使用するキャップ（閉鎖式レバーロック用）につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

変更内容

ネオシールド輸液セットのキャップ（閉鎖式レバーロック用、下記写真）につき、三方活栓からの意図しない外れを防ぐため、形状を変更いたします。

併せて、当該部品を使用している製品も変更いたします。

※変更に伴う品番、JANコード、価格等の変更はありません。



例：ネオシールド輸液セット（ダブルタイプ）



対象規格

販売名：ネオシールド輸液セット

医療機器認証番号：225AABZX00017000

| タイプ | 品番 | JANコード | 型式 |
|-----|---------------|---------------|-----------------------------|
| ダブル | JP-NFP322P3NS | 4987494265763 | DEHPフリー I V F P N (W) × 2 |
| | JP-NFP322F3NS | 4987494265756 | DEHPフリー I V F P N (W) × 2 |
| | JP-NFP322F3NP | 4987494326686 | DEHPフリー I V F P N 1 N S P 1 |
| | JY-NFP322F3NS | 4987494265732 | DEHPフリー I V F P N (W) × 2 |
| | JY-NFP322P3NS | 4987494265749 | DEHPフリー I V F P N (W) × 2 |
| | JY-NFP322L1NP | 4987494312375 | DEHPフリー I V F P N × 1 N S P |
| | JP-NP322P3NS | 4987494262465 | DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用 |
| | JP-NP322F3NS | 4987494262458 | DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用 |
| | JP-NP322F3NSP | 4987494284771 | DEHPフリー P N × 1 N S P × 1 |
| | JP-NP322P3NSP | 4987494298594 | DEHPフリー P N × 1 N S P × 1 |
| | JY-NP322F3NS | 4987494262434 | DEHPフリー P N (W) × 2 |
| | JY-NP322P3NS | 4987494262441 | DEHPフリー P N (W) × 2 |
| | JY-NP322F3NSP | 4987494284764 | DEHPフリー P N × 1 N S P × 1 |
| | JP-NX320FNS | 4987494267217 | DEHPフリー ポンプ用 |

| タイプ | 品番 | JANコード | 型式 |
|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
| ダブル | JY-NX320FNS | 4987494267200 | DEHPフリー |
| | JP-NF320F2NS | 4987494288434 | DEHPフリー IVF |
| | JY-NF320F2NS | 4987494288649 | DEHPフリー IVF |
| | JY-NFP323F3NP | 4987494319978 | DEHPフリー IVF PN2 NSP1 |
| シングル | JP-NXL23PNS | 4987494261741 | DEHPフリー ポンプ用 |
| | JP-NXL23FNS | 4987494261758 | DEHPフリー ポンプ用 |
| | JY-NXL23FNS | 4987494263127 | DEHPフリー |
| | JY-NXL23PNS | 4987494263165 | DEHPフリー |
| | JP-NFL20P2NS | 4987494261789 | DEHPフリー IVF |
| | JP-NFL20F2NS | 4987494267897 | DEHPフリー IVF |
| | JY-NFL20F2NS | 4987494263141 | DEHPフリー IVF |
| | JY-NFL20P2NS | 4987494263172 | DEHPフリー IVF |
| | JP-NFPL22P3NS | 4987494307234 | DEHPフリー PN(W) × 2 |
| | JP-NFPL22F3NS | 4987494318964 | DEHPフリー IVF PN(W) × 2 |
| | JY-NFPL22F3NS | 4987494329632 | DEHPフリー IVF PN(W) × 2 |
| | JY-NFPL22P3NS | 4987494334223 | DEHPフリー IVF PN(W) × 2 |
| | JP-NXPL22F3NS | 4987494311958 | DEHPフリー PN(W) × 2 ポンプ用 |
| | JP-NXPL22P3NS | 4987494326839 | DEHPフリー PN(W) × 2 ポンプ用 |
| | JY-NXPL22F3NS | 4987494329625 | DEHPフリー PN(W) × 2 |
| JY-NXPL22P3NS | 4987494334216 | DEHPフリー PN(W) × 2 | |

販売名：ネオシールドスパイクコネクタ 医療機器届出番号：34B1X00001000098

| 品番 | JANコード | 型式 |
|-----------|---------------|----------|
| JV-NSSCD | 4987494279128 | スパイクコネクタ |
| JV-NSSC | 4987494279029 | スパイクコネクタ |
| JV-NSSCCL | 4987494331932 | スパイクコネクタ |

販売名：ネオシールドコネクチュープ 医療機器届出番号：34B1X00001000095

| 品番 | JANコード | 型式 |
|--------------|---------------|-------------------|
| JV-NS240FCLL | 4987494261734 | DEHPフリー NSコネクチュープ |

販売名：NSレバーロックカバー

非医療機器

| 品番 | JANコード | 型式 |
|----------|---------------|-------------|
| JV-NSLLC | 4987494319398 | NSレバーロックカバー |

変更時期

2021年10月以降、在庫がなくなり次第変更いたします。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-923-107