

## ペコジーな 新発売のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、摂食嚥下関連製品において、新たなトレーニングデバイスとなる「ペコジーな」の新発売につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 販売開始製品



専用プローブをくわえ、舌のチカラを3段階でレベル表示します。ゲームモードでは、専用アプリで遊びながら、舌のチカラを鍛える事ができます。



#### 対象規格

品名：ペコジーな

非医療機器

品番	型式	入数	標準販売価(税抜き)	JANコード
JF-PCG	スターターキット	1セット/箱	30,000円	4987494325214
JF-PCGP	舌圧プローブ	10本/箱	3,000円	4987494325160
JF-PCGT	連結チューブ	5本/箱	6,000円	4987494325191

注) 本製品では、診療報酬(D012:舌圧検査)は算定できません。

#### 販売開始時期

2021年10月4日(月)

## 専用アプリ(無料)

本品は、スマートフォンやタブレット PC と Bluetooth 接続して、専用アプリで舌圧トレーニングを行うことができます。アプリは、App Store 及び Google Play で入手できます。

アプリ名	舌トレアプリ
対応 OS	iOS11,12,13、Android8,9 (2021 年 9 月現在) ただし、アプリによって OS 等は異なります。
言語	日本語
容量	90.7MB (iOS) / 70MB(Android)
ゲーム概要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"><p>【下駄飛ばしゲーム】</p><ul style="list-style-type: none"><li>・ペコジーなのバルーンを押し潰すと下駄が飛んでいきます。</li><li>・成績順のランキングを表示します。</li></ul></div><div style="width: 45%;"><p>【釣りゲーム】</p><ul style="list-style-type: none"><li>・ペコジーなのバルーンを押し潰すと、「アジ」、「カツオ」、「タイ」の3種類の釣りが楽しめます。</li><li>・制限時間を設定して訓練する事ができます。</li><li>・成績順のランキングを表示します。</li></ul></div></div>

## 特設サイト



その他詳細は、特設サイトをご覧ください。

URL : <http://pecogina.jms.cc/>



以上