

## JMS 輸液セット 製品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS 輸液セットにつきまして、下記の通り製品仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。



今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 変更内容及び理由

改正 JIS 対応による耐圧要求基準を満たすため、ポンプチューブと部品を接続する方法が下記変更となります。

変更内容	変更前	変更後
ジョイント追加 (例)		 ※ポンプチューブと接続される部品にジョイントが追加されます。

#### 対象規格

販売名：JMS 輸液セット

医療機器認証番号：21600BZZ00349000

品番	JAN コード	型式
JP-NX223FL	4987494255900	DEHPフリー 直結型プラ瓶針
JP-NX821FL	4987494096725	DEHPフリー 上部管付プラ瓶針
JP-NX881FL	4987494327669	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー

#### 変更時期

2022年3月以降、順次変更になります。

以上