

プラネクタ輸液セット等 製品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、プラネクタ輸液セット等につきまして、下記の通り製品仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

変更内容及び理由

改正 JIS 対応による耐圧要求基準を満たすため、ポンプチューブと部品を接続する方法が下記変更となります。

変更内容	変更前	変更後
①外抱きチューブ追加 (例)		 ※ポンプチューブと接続される部品に外抱きチューブが追加されます。
②ジョイント追加 (例)		 ※ポンプチューブと接続される部品にジョイントが追加されます。

対象規格

販売名：プラネクタ輸液セット

医療機器認証番号：21800BZZ10109000

品番	JANコード	型式	変更内容
JP-NWP222P74	4987494094677	DEHPフリー PN×2 ポンプ用	①
JP-NWP223P74	4987494184064	DEHPフリー PN×3 ポンプ用	①
JP-NS222F7	4987494094486	DEHPフリー SC3×2 ポンプ用	②
JP-NS222P7	4987494098750	DEHPフリー SC3×2 ポンプ用	②
JP-ND303PL	4987494331000	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー	②
JP-NSW323L31	4987494245451	DEHPフリー SC3×3 ポンプ用	②
JP-NWP823F76	4987494176670	DEHPフリー PN×3 ポンプ用	①
JP-NWP823P06	4987494176779	DEHPフリー PN×3 ポンプ用	①
JP-ND801PL	4987494327645	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー	②
JP-NWP822P74	4987494097951	DEHPフリー PN×2 ポンプ用	①
JP-NWP822F04	4987494097920	DEHPフリー PN×2 ポンプ用	①
JP-NS822F7	4987494099122	DEHPフリー SC3×2 ポンプ用	②
JP-NPW821L42	4987494099023	DEHPフリー PN(W)×4 ポンプ用	①
JP-NPW821L43	4987494286041	DEHPフリー PN×4 ポンプ用	①
JP-NDW821L41	4987494099214	DEHPフリー PN×3 SC×1	①
JP-NS821L31	4987494098743	DEHPフリー SC3×3 ポンプ用	②
JP-NS821L32T	4987494097746	DEHPフリー SC3×3 ポンプ用	②
JP-NS821L31T	4987494107155	DEHPフリー SC3×3 ポンプ用	②
JP-NSW881L31T	4987494339136	DEHPフリー SC3×3 ポンプ用	②
JP-NWP822P7C	4987494099290	DEHPフリー PN×2 ポンプ用	②
JP-NPW821L34	4987494326907	DEHPフリー PN×3 ポンプ用	②
JP-NPW821L32	4987494176274	DEHPフリー PN×3 ポンプ用	①
JP-NPW821L33	4987494176335	DEHPフリー PN×3 ポンプ用	①
JP-NSC881L31	4987494339143	DEHPフリー SC3×2 三活×1	②
JP-NS861L22	4987494319794	DEHPフリー 微量用 SC3×2	②
JP-NWP863F76	4987494177417	DEHPフリー 微量用 PN×3	①
JP-NSW363L31	4987494245468	DEHPフリー 微量用 SC3×3	②

販売名：プラネクタ輸液セット 側注用

医療機器認証番号：220AABZX00305000

品番	JANコード	型式	変更内容
JP-ND223PL	4987494099627	直結型プラ瓶針 DEHPフリー	②
JP-ND323PL	4987494094448	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー	②
JP-ND323PL2	4987494331628	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー	②
JP-ND821PL	4987494094455	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー	②
JP-ND363PL	4987494094462	上部管付プラ瓶針 DEHPフリー 微量用	②
JP-NDT163PL	4987494099283	定量筒100mL DEHPフリー	②

販売名：プラネクタ輸液セット フィルタ付

医療機器認証番号：21800BZZ10116000

品番	JANコード	型式	変更内容
JP-NFP224P7	4987494095575	DEHPフリー IVF PN×4	①
JP-NFP222P7	4987494095537	DEHPフリー IVF PN×2	①
JP-NFP222F7	4987494095520	DEHPフリー IVF PN×2	①
JP-NEP222F7	4987494095599	DEHPフリー ELD PN×2	①
JP-NEPW223L41	4987494095605	DEHPフリー ELD PN×4	①
JP-NFP324P5	4987494244775	DEHPフリー IVF PN×4	①
JP-NEP323L41	4987494296552	DEHPフリー ELD PN×4	①
JP-NFPW323L44	4987494288038	DEHPフリー IVF PN×4	①
JP-NFPW821L41	4987494177653	DEHPフリー IVF PN×4	①
JP-NFP264P7	4987494095834	DEHPフリー 微量用 IVF PN×4	①
JP-NFP264F7	4987494095827	DEHPフリー 微量用 IVF PN×4	①
JP-NFP262F7	4987494095810	DEHPフリー 微量用 IVF PN×2	①
JP-NFP262P7	4987494251421	DEHPフリー 微量用 IVF PN×2	①
JP-NEPW263L41	4987494095841	DEHPフリー 微量用 ELD PN×4	①
JP-NFP364P5	4987494244782	DEHPフリー 微量用 IVF PN×4	①
JP-NFPW363L51	4987494253869	DEHPフリー 微量用 IVF PN×5	①
JP-NEPW363L51	4987494177530	DEHPフリー 微量用 ELD PN×5	①
JP-NFPW363L41	4987494286621	DEHPフリー 微量用 IVF PN×4	①

変更時期

2022年3月以降、順次変更になります。

以上

製造販売業者

お問合せ先

株式会社ジェイ・エム・エス

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-923-107