

ネオシールド輸液セット 製品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ネオシールド輸液セットにつきまして、下記の通り製品仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。





今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

変更内容及び理由

改正 JIS 対応による耐圧要求基準を満たすため、ポンプチューブと部品を接続する方法が下記変更となります。

変更内容	変更前	変更後
①外抱きチューブ追加 (例)		 ※ポンプチューブと接続される部品に外抱きチューブが追加されます。
②接続方法の変更 (例)		 ※ポンプチューブと部品を接続する方法が上記に変更となります。

対象規格

販売名：ネオシールド輸液セット

医療機器認証番号：225AABZX00017000

品番	JANコード	型式	変更内容
JP-NFP322P3NS	4987494265763	DEHPフリー I V F P N (W) × 2	①
JP-NFP322F3NS	4987494265756	DEHPフリー I V F P N (W) × 2	①
JP-NFP322L1NS	4987494341306	DEHPフリー I V F P N (W) × 2	①
JP-NP322P3NS	4987494262465	DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用	①
JP-NP322F3NS	4987494262458	DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用	①
JP-NP322F3NSP	4987494284771	DEHPフリー P N × 1 N S P × 1	①
JP-NP322P3NSP	4987494298594	DEHPフリー P N × 1 N S P × 1	①
JP-NP322L1NS	4987494341290	DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用	①
JP-NX320FNS	4987494267217	DEHPフリー ポンプ用	②
JP-NXL23PNS	4987494261741	DEHPフリー ポンプ用	②
JP-NXL23FNS	4987494261758	DEHPフリー ポンプ用	②
JP-NXL83PNS	4987494340446	DEHPフリー シングル	②
JP-NFPL22P3NS	4987494307234	DEHPフリー P N (W) × 2	①
JP-NFPL22F3NS	4987494318964	DEHPフリー I V F P N (W) × 2	①
JP-NXPL22F3NS	4987494311958	DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用	①
JP-NXPL22P3NS	4987494326839	DEHPフリー P N (W) × 2 ポンプ用	①
JP-NP382P3NS	4987494340200	DEHPフリー P N (W) × 2 ダブル	①
JP-NP382F3NS	4987494340217	DEHPフリー P N (W) × 2 ダブル	①
JP-NFP382F3NS	4987494340224	DEHPフリー P N (W) × 2 ダブル	①
JP-NFP382P3NS	4987494340231	DEHPフリー P N (W) × 2 ダブル	①

変更時期

2022年3月以降、順次変更になります。

以上