

JMS 心内血貯血槽 LH-500 II 仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。




さて、この度、JMS 心内血貯血槽 LH-500 II につきまして、下記の通り仕様変更いたしますのでご案内いたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

変更内容

使用部品の原材料が ABS から PC に変更になります。

外観	現行品	変更品
		
材質	アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体(ABS)	ポリカーボネート(PC)
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・形状に変更はありません。 ・色調は白みが増します。 	

変更時期

パターン A (出口ポートが 10mm 規格) ⇒ 2018 年 2 月 16 日以降の生産ロットより
 パターン B (出口ポートが 6mm 規格) ⇒ 2018 年 2 月 28 日以降の生産ロットより
 パターン C (メモリラベルを 4 枚貼付品) ⇒ 2018 年 2 月 27 日以降の生産ロットより

対象規格

販売名：JMS 心内貯血槽、オキシア人工心肺回路、オキシア人工心肺回路 N、JMS 人工心肺回路、JMS 人工心肺回路 N 下記 27 規格

対象規格一覧

仕掛区分	製品区分	No.	製品コード	製品名	品番	販売名
パターン A (10mm ポート規格)	単品	1	790500102	LH-500 2	JK-RC500-2	JMS 心内血貯血槽
	回路	2	792712902	SP イスル [®] イ 6F 129-02CF	JK-SMKM12902	オキシア人工心肺回路
		3	794402802	CSC14 シンチ [®] カド 196-2	JK-FK402802	オキシア人工心肺回路N
		4	794405500	HIPEX シンチ [®] カド 198	JK-CP405500	JMS 人工心肺回路
		5	794460300	HIPEX シンチ [®] カド L 371	JK-CP460300	オキシア人工心肺回路
		6	794460301	ハンカ [®] ドシンチ L 371-01	JK-CP460301	オキシア人工心肺回路
		7	794461600	シンチ [®] カド 521	JK-CP461600	オキシア人工心肺回路
パターン B (6mm ポート 規格)		8	794048303	シンチ [®] カド 133-03	JK-CP48303	JMS 人工心肺回路 N
		9	794405100	シンチ [®] カド ヨウニ 013	JK-CP405100	オキシア人工心肺回路 N
		10	794414002	PCPS カド 038-02 CF	JK-AC414002	オキシア人工心肺回路
		11	794414003	PCPS カド TAVI ヨウニ 038-03CF	JK-AC414003	オキシア人工心肺回路
		12	794415502	PCPS カド ヨウニ 038-02CF	JK-AC415502	オキシア人工心肺回路
		13	794428400	HIPEX シンチ [®] カド S158	JK-CP428400	オキシア人工心肺回路
		14	794437201	シ [®] カド 198-01CF	JK-FK437201	オキシア人工心肺回路
		15	794445501	HIPEX フソ [®] カド 194-01CF	JK-FK445501	オキシア人工心肺回路
		16	794452800	シンチ [®] カド 058	JK-HCK452800	オキシア人工心肺回路 N
		17	794704201	シンチ [®] リーリン 033-01	JK-SCP04201	オキシア人工心肺回路 N
パターン C (4 マイナル 規格)		18	794706300	シンチ [®] CSC14 リーリン 039CF	JK-SCP06300	オキシア人工心肺回路
		19	793036803	フレネ L OXIAACF368-3CF	JK-MKL36803	オキシア人工心肺回路
		20	794065400	シンチ [®] カド 153	JK-CP65400	オキシア人工心肺回路 N
		21	794065401	シンチ [®] カドセイ [®] ン 153-01	JK-CP65401	オキシア人工心肺回路 N
	22	794400902	シンチ [®] HIPEX001-02 CF	JK-CP400902	オキシア人工心肺回路	
	23	794422300	シンチ [®] カド HIPEX 310	JK-CP422300	JMS 人工心肺回路	
	24	794426301	シンチ [®] HIPEX341-01 CF	JK-CP426301	オキシア人工心肺回路	
	25	794431200	HIPEX シンチ [®] カド 360 CF	JK-CP431200	JMS 人工心肺回路	
	26	794460601	シンチ [®] カド 501-01	JK-CP460601	オキシア人工心肺回路 N	
	27	794992001	シンチ [®] カド 368-01 CF	JK-OO92001	オキシア人工心肺回路	