

ワンタッチコネクタおよび薬液フィルタ用 Oリング仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、人工心肺回路システムに使用するワンタッチコネクタおよび、薬液フィルタのOリングにつきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。











今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ・ワンタッチコネクタおよび、薬液フィルタのOリングの仕様を変更いたします。
- ・変更に伴い着脱時の感触が若干硬くなりますが、性能に変更はございません。

	ワンタッチコネクタ 6.35	ワンタッチコネクタ 9.5	薬液フィルタ
変更前	ロック無  ロック有 	ロック無  ロック有 	
変更後	ロック無  ロック有 	ロック無  ロック有 	

対象規格

販売名：オキシア人工心肺回路 (医療機器承認番号：22100BZX00959000)
 オキシア人工心肺回路N (医療機器承認番号：22100BZX00900000)

変更開始時期

2022年10月上旬頃の製品ロットより、随時変更いたします。

以上