



JMS シーツ(ホワイト)仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS シーツ(ホワイト) につきまして、下記の通り仕様変更を致しますのでご案内致します。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

変更内容

■ 変更品

JMS シーツ ホワイト(製品及び組み込み品)

■ 変更内容

防水性を保つシーツ表面のラミネート加工について、ラミネート加工の樹脂を下記材質に変更

変更前) ポリプロピレン樹脂

変更後) ポリエチレン樹脂

- JMS シーツ (ホワイト) について使用上の注意点 -

変更前の製品につきましては、高圧蒸気滅菌に使用できる仕様でしたが、変更後の製品につきましては、**使用不可**となります。

※変更後の製品を高圧蒸気滅菌に使用した場合、ラミネート加工樹脂が溶ける場合があります。

変更時期

■ 2018年4月以降の生産品より、順次変更致します。

※お手元に届く時期として2018年5月中旬以降を予定していますが、在庫状況により流通時期が、前後する場合がありますので、予めご了承ください。

販売名称：JMSシーツ（滅菌済）

品番	品名	変更後製品出荷予定
JN-SW2T	ｼｰｯ 1000X1200W ｸﾞﾙｰﾝ	2018年5月中旬
JN-SW1	ｼｰｯ 1000X1800	
JN-SW2	ｼｰｯ 1000X1200	
JN-SW19	ｼｰｯ 500X800 W	2018年6月上旬
JN-SW3	ｼｰｯ 500X 600	2018年6月中旬
JN-SW4	ｼｰｯ 500X 300	
JN-SW18	ｼｰｯ 500X1200	2018年8月上旬
JN-SW11	ｼｰｯ 900X1000	2018年12月下旬
JN-SW13	ｼｰｯ 800X 800	2020年2月上旬

販売名称：JMSシーツ（未滅菌）

品番	品名	変更後製品出荷予定
JN-SW8X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 1000X2400 W	2018年5月中旬
JN-SW1X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 1000X1800	
JN-SW2X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 1000X1200	
JN-SW10X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 900X1100 W	2018年6月上旬
JN-SW19X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 500X 800 W	
JN-SW7X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 1160X1400 W	2018年6月中旬
JN-SW3X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 500X600	
JN-SW4X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 500X300	2018年6月下旬
JN-SRWX	ｼｰｯ W ﾀｰﾌﾞﾙ 1000X100	2018年8月上旬
JN-SW18X	ｼｰｯ ミｯｷﾝ 500X1200	2020年2月上旬
JN-SW13X	ｼｰｯ 800X800W ミｯｷﾝ	

販売名称：JMSアンダーパット

品番	品名	変更後製品出荷予定
JN-UP1X	ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｯﾄ 01	2018年11月上旬

販売名称：JMS OBセット

品番	品名	変更後製品出荷予定
JN-OB1	OB ﾙｯﾄ 1 ﾙｯ	2018年5月中旬
JN-OB2	OB ﾙｯﾄ 2 ﾙｯ	
JN-OB4	OB ﾙｯﾄ 4 ﾙｯ	
JN-OB10101	OB ﾙｯﾄ 101 ﾙｯ 01	
JN-OB102	OB ﾙｯﾄ 102 ﾙｯ	
JN-OB109	OB ﾙｯﾄ 109 ﾙｯ	
JN-OB10901	OB ﾙｯﾄ 109 ﾙｯ 01	
JN-OB112	OB ﾙｯﾄ 112 ﾙｯ	
JN-OB113	OB ﾙｯﾄ 113 ﾙｯ	
JN-OB115	OB ﾙｯﾄ 115 ﾙｯ	
JN-OBN012	OB ﾙｯﾄ N012	

*仕様変更に伴う、品番、JANコード、標準販売価格、入数等の変更はありません。