

C L Mチャンバー付延長管 仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、C L Mチャンバー付延長管につきまして、下記の通り仕様変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。






謹白

記

変更内容

C L Mチャンバー付延長管の製品仕様、包装仕様を変更いたします。

※品番、JANコード、価格等の変更はございません。

変更内容	変更前	変更後
製品仕様 : チューブ長変更		
	35 cm	150 cm
個包装 : 形式変更		
	ピールパック	リボンパック
外箱 : サイズ変更 縦×横×高さ (mm)		
	390×270×305 mm	340×235×170 mm

対象規格

販売名：JMS人工腎臓用血液回路

医療機器承認番号：15900BZZ00364000

品番	型式	JANコード	梱包単位
JJ-EXC1CLMC	CLMチャンバー付延長管	4987494228331	20本入/箱

変更開始ロット

221219.31～

出荷見込み時期につきましては、弊社担当者よりご案内させていただきます。

以上