

## ステイセーフキャップ<sup>®</sup>Ⅱ 付属品マスク変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ステイセーフキャップⅡ(製造販売業者:フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社)につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。



今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

付属品マスクを変更いたします。

	変更前	変更後
ノーズピース	なし	あり
BFE(細菌濾過効率)	95%	99%
入数	40枚	50枚
写真		

### 対象規格

販売名:ステイセーフキャップⅡ

承認番号:22600BZX00019000

品番	JANコード	梱包単位
JP20168	4987494342297	40個/箱

### 変更時期

ロットNo. D1ZM121以降より

※ただし初回ロットにおきましては旧仕様のマスクが含まれる製品が存在します。

※旧仕様の見分け方については、次項をご参照願います。

## 旧仕様の見分け方について

ロットNo.D1ZM121 において、旧仕様のマスクが同梱されている製品には、以下のようにラベル横に青の丸シールを貼付しております。



以上