

## 自己血輸血用血液バッグ 販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、自己血輸血用血液バッグにつきまして、長年に渡ってご愛顧賜りましたが、諸般の事情により製造を終了し、それに伴い販売を終了させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

尚、代替推奨製品につきましては、テルモ株式会社様及び S B カワスミ株式会社様と調整し、別紙のとおりご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 内容

自己血輸血用血液バッグの全ての規格において、製造終了に伴い販売を終了いたします。  
代替製品につきましては、別紙「代替推奨製品」リストにてご確認をお願いいたします。

### 販売終了製品

販売名称：JMS血液バッグ200（CPD入）

承認番号：15000EZZ00782000

品番	JANコード	梱包単位
JB-SC217130	4987494131112	10個×5箱=50個
JB-SC200150	4987494131167	8個×5箱=40個

販売名称：JMS血液バッグCPD入400

承認番号：15900EZZ01076000

品番	JANコード	梱包単位
JB-SC417130	4987494131181	10個×5箱=50個
JB-SC400150	4987494131235	8個×5箱=40個

### 販売終了時期

2022年6月頃、在庫が無くなり次第終了いたします。

※在庫状況により前後する場合がございますので、あらかじめご了承願います。

以上

## 代替推奨製品

メーカー：テルモ株式会社 お問い合わせ先：コールセンター 0120-12-8195

販売終了製品	代替推奨製品				
	販売名 承認番号	コード番号	先端形状	採血量	包装
JB-SC417130	テルモ血液バッグ CPDA 21100AMZ00728	BB-SCD407J8A	採血針（17G）	400mL	10セット/箱×3
JB-SC400150		BB-SCD400J8A	オスコネクター	400mL	10セット/箱×3
JB-SC217130		BB-SCD207J8A	採血針（17G）	200mL	10セット/箱×3
JB-SC200150		BB-SCD200J8A	オスコネクター	200mL	10セット/箱×3

## 【販売終了製品と代替推奨製品の主な相違点】

- ・抗凝固剤：CPDA
- ・血液保存期間：最長 35 日
- ・形状

## シングルバッグ（メスコネクター付き）

- 採血して全血のまま保存する場合に用います。
- 先端採血針タイプと先端オスコネクタータイプ（翼付静注針などを接続可能）があります。
- 補液口として使用できるメスコネクターがついています。




メーカー：S B カワスミ株式会社 お問い合わせ先：044-589-8070（代表）

販売終了製品	代替推奨製品				
	販売名 承認番号	規格	先端形状	採血量	包装単位
JB-SC417130	カーミ CA 液 21100AMZ00693	KBS-400CA8L(C)	採血針（18G）	400mL	10セット/箱
JB-SC400150		KBS-400CALL(C)	採血針なし	400mL	10セット/箱
JB-SC217130		KBS-200CA8L(C)	採血針（18G）	200mL	10セット/箱
JB-SC200150		KBS-200CALL(C)	採血針なし	200mL	10セット/箱
JB-SC417130		KBS-400CA8LW	翼状針（18G）	400mL	10セット/箱
JB-SC217130		KBS-200CA8LW	翼状針（18G）	200mL	10セット/箱

## 【販売終了製品と代替推奨製品の主な相違点】

- ・抗凝固剤：CPDA
- ・血液保存期間：35 日間
- ・採血針：18G



※上記規格は代表例