



# JMS スカルプベインセット 包装仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS スカルプベインセットにつきまして、下記の通り包装仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

## 記

### 変更理由及び内容

- ・個包装の開封性改善を目的に、個包装開封時の把持部（未シール部分）を変更いたします。

変更箇所	変更前	変更後
個包装の把持部 ※網掛け部分が把持部 （未シール部）	 3mm	 7mm

### 対象規格

販売名：JMS スカルプベインセット

医療機器認証番号：14900BZZ00244000

品番	JAN コード	型式
JV-SV19L	4987494328550	19G×3/4
JV-SV20L	4987494328567	20G×3/4
JV-SV21L	4987494328574	21G×3/4
JV-SV22L	4987494328581	22G×3/4
JV-SV23L	4987494328598	23G×3/4
JV-SV24L	4987494328604	24G×3/4
JV-SV25L	4987494328611	25G×3/4
JV-SV27	4987494328628	27G×1/2

### 変更時期

2023年12月以降、順次変更になります。

以上