



JMSシリンジ（マイクロ） 一部規格廃止のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMSシリンジ（マイクロ）につきまして、下記の通り一部規格を廃止いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

廃止理由

- 生産性向上及びデッドボリューム量低減のため規格を統合いたします。

廃止規格及び代替規格

販売名：JMSシリンジ（マイクロ）

医療機器届出番号：34B1X00001000050

■廃止規格

品番	型式	JANコード	包装単位	標準販売価格
JS-SM01C	1mL M	4987494066162	100本×20箱 =2,000本	2,100円/箱

■代替規格

規格統合に伴い、代替規格について価格体系の変更を行います。









【変更前】

品番	型式	JANコード	包装単位	標準販売価格
JS-SM01CLDS	1mL M ローデッドタイプ	4987494337286	100本×20箱 =2,000本	2,730円/箱

【変更後】

2023年12月1日出荷分より標準販売価格が以下に変更となります。

品番	型式	JANコード	包装単位	標準販売価格
JS-SM01CLDS	1mL M ローデッドタイプ	4987494337286	100本×20箱 =2,000本	<u>2,100円/箱</u>

変更箇所	廃止規格 JS-SM01C	代替規格 JS-SM01CLDS
外筒（ルアー）断面	 <p>デッドボリューム 0.05mL</p>	 <p>デッドボリューム 0.0135mL</p>
個包装		
製品	 <p>押し子色 (白)</p>	 <p>押し子色 (ライムグリーン)</p>
内箱		

廃止時期

2024年1月以降、在庫がなくなり次第

※在庫状況により、前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上