

JMS EN採液チップ 包装仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS EN採液チップにつきまして、下記の通り包装の仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

包装材料の安定調達のため、個包装のフィルム材質を変更します。

変更内容	変更前	変更後
フィルム材質	ポリスチレン製 	ポリエチレン/ナイロン製 
厚さ	0.15mm	0.11mm

対象規格

販売名：JMS EN採液チップ

医療機器届出番号：34B1X00001000008

品番	JANコード	梱包単位
JF-NS01	4987494178247	100本×20箱=2,000本

※仕様変更にともなう品番、JANコード、梱包単位の変更はございません。

変更時期

2023年11月17日製造分より変更となります。

以上