

インシュレット仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、インシュレットの滅菌方法を下記の通り変更しますので、ご案内致します。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

ガンマ線滅菌から電子線滅菌へ変更致します。

それに伴い、表示等を変更致します。

■ 対比表

| 項目 | 現 行 | 変 更 後 |
|------------------------------|-------------|--|
| 滅菌方法・表示 (個包装・内箱・外箱・ラベル) | ガンマ線滅菌済・埋込式 | 電子線滅菌済・埋込型 |
| インジケータラベル * EB 照射有無の認識ラベル | なし | インジケータラベル貼付  |
| シリアルバーコード * 滅菌管理用印字コード | なし | 裏面に印字  |


■ 個包装の表示

【現行】

【変更後】



針埋込式 製造販売元 ガンマ線滅菌済



針埋込型 製造販売業者 電子線滅菌済

対象規格

| 品番 | 販売名称 | 型式 | JANコード | 梱包単位 |
|-------------|---------|----------|---------------|-----------|
| JS-E100U27P | インシュレット | 27G×1/2" | 4987494023363 | 14本/箱×50箱 |

承認/許可番号：14700BZZ00935000

*変更後は JAN コードが 4987494289264 に変更になります。

変更時期

変更は 2018 年 3 月弊社工場生産品より、随時変更致しています。

(変更後製造ロット No 180322.01 以降となります。)

*変更後の製品出荷は、2018 年 8 月上旬を予定しています。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601