

ネオシールド（一部規格）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ネオシールド（一部規格）につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

混注口カバーとキャップの仕様を変更いたします。

	変更前	変更後
混注口カバー	透明	緑色
キャップ	55mm	43mm
外観	 混注口カバー キャップ	 混注口カバー キャップ

対象規格

販売名：ネオシールド

医療機器承認番号：30100BZX00274000

品番	JANコード	型式
JV-2NSMSPBB	4987494331338	マルチスパイクP B B

変更時期

2024年7月以降生産分より順次変更になります。

なお、本変更にあたり、品番・JANコード等の変更はございません。

以上