

シリコーンフォーリーカテーテル（一部規格）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、シリコーンフォーリーカテーテル（一部規格）につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。



今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更理由／内容

・製造販売業者より「ファネル成型時のエアーを抜きやすくするためテーパ状に変更」と連絡があったため。

変更箇所	変更前	変更後
ファネル部 (形状)		

対象規格

一般的名称：短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル

販売名：シリコーンフォーリーカテーテル

医療機器認証番号：220ADBZX00112000

品番	型式名	JANコード	梱包単位
JU-FSN0106D	2WAY 1.5mL 2.0mm(6Fr)	4987494263820	10本/箱

※仕様変更にともなう販売価格の変更はございません。

変更時期

2024年8月以降の製造分より変更となります。

以上