



ネオシールド（一部規格）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ネオシールド（型式：マルチスパイクPB、マルチスパイクPBB）につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象規格

■変更前

販売名：ネオシールド

医療機器承認番号：30100BZX00274000

品番	型式	JANコード	梱包単位	標準販売価
JV-2NSMSPB	マルチスパイクPB	4987494323456	35個×10箱=350個	23,100円/箱
JV-2NSMSPBB	マルチスパイクPBB	4987494331338	35個×10箱=350個	23,100円/箱

■変更後

販売名：ネオシールド












医療機器承認番号：30100BZX00274000

品番	型式	JANコード	梱包単位	標準販売価
JV-2NSMSPBR	マルチスパイクPB	4987494374359	40個×10箱=400個	26,400円/箱※
JV-2NSMSPBBR	マルチスパイクPBB	4987494374366	40個×10箱=400個	26,400円/箱※

※1個あたりの標準販売価に変更はございません。

変更内容

製品形状、個包装、内箱、外箱の仕様を変更いたします。

	変更前		変更後	
	マルチスパイク PB	マルチスパイク PBB	マルチスパイク PB	マルチスパイク PBB
製品形状				
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 穿刺時の抵抗が低減されます </div>	
個包装				
			品番 JV-AAAAAAAA LOT YYMMDD.AB ㊦ YYYY-MM PB	品番 JV-AAAAAAAA LOT YYMMDD.AB ㊦ YYYY-MM PBB
個包装サイズ	縦 105mm×横 190mm		縦 78mm×横 165mm	
内箱				
内箱サイズ	縦 218mm×横 370mm×高さ 115mm		縦 177mm×横 370mm×高さ 115mm	
内箱入数	35 個入		40 個入	
外箱				
外箱サイズ	縦 386mm×横 605mm×高さ 468mm		縦 386mm×横 605mm×高さ 380mm	
外箱入数	350 個入		400 個入	
包装廃棄量	—		約 34%削減 (個包装のみ) 約 30%削減 (個包装+内箱) 約 36%削減 (個包装+内箱+外箱)	

変更時期

2024 年 12 月以降生産分より順次変更いたします。

以上