

JMSシリンジ JMSシリンジ G ジェイフィード注入器 JMS 注入器 ジェイフィード EN シリンジ 目盛り線変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、対象となりますシリンジ、注入器につきまして、下記の通り目盛り線を変更いたしますので、ご案内申し上げます。









今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ・ JIS T 3210【滅菌済み注射筒】改訂に伴い、公称容量と全容量が異なる場合、全容量を示す目盛りに数字を記載することといたしました。
- ・ 全容量に目盛り数字が印字されていない規格は、目盛り線を削除いたします。

規格	変更前	変更後
2.5mL	全容量 2.8mL 	全容量 2.5mL 
5mL	全容量 6.4mL 	全容量 6.0mL 
30mL	全容量 36mL 	全容量 35mL 
50mL	全容量 65mL 	全容量 60mL 

※仕様変更にとまなう品番、JAN コード、梱包単位の変更はございません。

対象規格

規格	品番	型式	JANコード	包装単位	流通開始 時期
2.5mL	JS-S25C	2.5mL	4987494065035	100本×20箱=2,000本	2025年3月
	JS-SB25C	2.5mL B (ブルー)	4987494065059	100本×20箱=2,000本	2025年7月
	JS-SR25C	2.5mL R (レッド)	4987494353750	100本×20箱=2,000本	2025年10月
	JS-SG25C	2.5mL G (グリーン)	4987494065042	100本×20箱=2,000本	2025年6月
	JS-S25L	2.5mL CL	4987494065073	100本×20箱=2,000本	2025年4月
	JS-SG25L	2.5mL CL G (グリーン)	4987494065080	100本×20箱=2,000本	2025年7月
5mL	JS-S05C	5mL	4987494062195	100本×12箱=1,200本	2025年3月
	JS-SB05C	5mL B (ブルー)	4987494062218	100本×12箱=1,200本	2025年3月
	JS-SR05C	5mL R (レッド)	4987494353767	100本×12箱=1,200本	2025年4月
	JS-SG05C	5mL G (グリーン)	4987494062201	100本×12箱=1,200本	2025年3月
	JS-S05L	5mL CL	4987494062232	100本×12箱=1,200本	2025年5月
30mL	JS-S30L	30mL CL	4987494066094	50本×6箱=300本	2025年5月
	JS-S30S	30mL SF	4987494066100	50本×6箱=300本	2025年5月
	JS-SB30S	30mL SF B (ブルー)	4987494066124	50本×6箱=300本	2025年4月
	JS-SR30S	30mL SF R (レッド)	4987494353798	50本×6箱=300本	2025年7月
	JS-SG30S	30mL SF G (グリーン)	4987494066117	50本×6箱=300本	2025年9月
50mL	JS-S50L	50mL CL	4987494065943	50本×6箱=300本	2025年5月
	JS-S50S	50mL SF	4987494065950	50本×6箱=300本	2025年4月
	JS-SB50S	50mL SF B (ブルー)	4987494065967	50本×6箱=300本	2025年9月
	JS-SR50S	50mL SF R (レッド)	4987494353804	50本×6箱=300本	2025年11月
	JS-SG50S	50mL SF G (グリーン)	4987494065981	50本×6箱=300本	2025年3月

一般的名称：汎用注射筒 販売名：JMSシリンジ 医療機器届出番号：34B1X00001000056

規格	品番	型式	JANコード	包装単位	流通開始 時期
2.5mL	JS-S25C2116R	2.5mL 21G×5/8"	4987494252930	100本×20箱=2,000本	2025年3月
	JS-S25C2216R	2.5mL 22G×5/8"	4987494252947	100本×20箱=2,000本	2025年3月
	JS-S25C2232R	2.5mL 22G×11/4"	4987494252954	100本×20箱=2,000本	2025年5月
	JS-S25C2325R	2.5mL 23G×1"	4987494252961	100本×20箱=2,000本	2025年4月
	JS-S25C2332R	2.5mL 23G×11/4"	4987494252978	100本×20箱=2,000本	2025年4月
5mL	JS-S05C2138R	5mL 21G×11/2"	4987494253029	100本×12箱=1,200本	2025年6月
	JS-S05C2232R	5mL 22G×11/4"	4987494253043	100本×12箱=1,200本	2025年3月
	JS-S05C2325R	5mL 23G×1"	4987494253050	100本×12箱=1,200本	2025年5月
	JS-S05C2332R	5mL 23G×11/4"	4987494253067	100本×12箱=1,200本	2025年5月

一般的名称：汎用針付注射筒 販売名：JMSシリンジG 医療機器認証番号：21500BZZ00218000

規格	品番	型式	JANコード	包装単位	流通開始時期
2.5mL	JF-SY25V	2.5mL イエロー	4987494098996	100本×20箱=2,000本	2025年9月
5mL	JF-SY05V	5mL イエロー	4987494099436	100本×12箱=1,200本	2025年10月
30mL	JF-SY30V	30mL イエロー	4987494099511	50本×6箱=300本	2025年5月
50mL	JF-SY50V	50mL イエロー	4987494099542	50本×6箱=300本	2025年3月

一般的名称：経腸栄養注入セット 販売名：ジェイフィード注入器

医療機器届出番号：34B1X00001000070

規格	品番	型式	JANコード	包装単位	流通開始時期
2.5mL	JS-SR25V	2.5mL レッド	4987494098842	100本×20箱=2,000本	2025年4月
	JS-SG25V	2.5mL グリーン	4987494098859	100本×20箱=2,000本	2025年8月
5mL	JS-SR05V	5mL レッド	4987494098866	100本×12箱=1,200本	2025年3月
	JS-SG05V	5mL グリーン	4987494098873	100本×12箱=1,200本	2025年4月
30mL	JS-SR30V	30mL レッド	4987494098903	50本×6箱=300本	2025年3月
	JS-SG30V	30mL グリーン	4987494098910	50本×6箱=300本	2025年3月
50mL	JS-SR50V	50mL レッド	4987494098934	50本×6箱=300本	2025年3月
	JS-SG50V	50mL グリーン	4987494098941	50本×6箱=300本	2025年4月

一般的名称：汎用注射筒 販売名：JMS 注入器 医療機器届出番号：34B1X00001000009

規格	品番	型式	JANコード	包装単位	流通開始時期
2.5mL	JF-3S25LZ	2.5mL キャップ付	4987494314805	100本×20箱=2,000本	2025年3月
	JF-3S25LTZ	2.5mL 採液チップ付	4987494314881	100本×20箱=2,000本	2025年3月
5mL	JF-3S05LZ	5mL キャップ付	4987494314812	100本×12箱=1,200本	2025年3月
30mL	JF-3S30Z	30mL キャップ付	4987494314843	50本×6箱=300本	2025年4月
50mL	JF-3S50Z	50mL キャップ付	4987494314850	50本×6箱=300本	2025年3月

一般的名称：経腸栄養注入セット 販売名：ジェイフィードENシリンジ

医療機器届出番号：34B1X00001000107

生産開始時期

2025年2月

※流通開始時期は在庫状況により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問合せ先

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-923-107