



人と医療のあいだに…

## JMSエクステンションチューブおよびJMS延長チューブ仕様変更のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMSエクステンションチューブおよびJMS延長チューブにつきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

- ・視認性向上のため、構成パーツの表記をアイコン表記へ統一いたします。
- ・個包装リボン印字またはラベル表示、内箱ラベルの表示内容を変更いたします。

#### ■アイコン種類

特殊規格	先端形状		ポート種類※2		
	PN プラグ	出口 末端	ブラネクタ	ブラネクタ SC	三方活栓

※1 表示の“PN”は閉鎖式ニードルレスポート「ブラネクタ」の略です

※2 ポート横の数字は個数

### 対象規格

販売名	一般的名称	医療機器認証番号
JMSエクステンションチューブ	輸血・カテーテル用延長チューブ	16100BZZ01433000
JMS延長チューブ	輸血・カテーテル用延長チューブ	21200BZZ00545000

### 変更時期

2026年5月以降、随時変更を進めて参ります。







在庫状況によって変更時期が遅れる規格もございますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

以上

—別紙—

① 個包装リボン印字内容







- ・規格に関する構成パーツをアイコン表記へ統一します。

<p>現行 (代表例)</p>	<p>JV-PNP4020L12 360mm フリーロック 0.5mL</p>  <p>JV-PNP4020L12 360mm フリーロック 0.5mL</p> 
<p>変更後</p>	<p>360mm JV-PNP4020L12 0.5mL</p>    <p>360mm JV-PNP4020L12 0.5mL</p> 

② ラベル表示内容

- ・表記内容を統一します。




<個包装ラベル>

	文字表示	アイコン表示	長さ (mm)/容量(mL)/ チューブ内径(mm)表示+文字表示
<p>現行 (代表例)</p>			
<p>変更後</p>	長さ (mm)/容量(mL)/チューブ内径(mm)を黒枠内に表示+アイコン表示		
			













<内箱ラベル>

	ET-1	ET-2	ET-3
<p>現行 (代表例)</p>			
<p>変更後</p>			

<表記内容>

<p>個包装</p>	<p>管理医療機器 品番: <b>JV-XXXXX</b> ② <b>PVCフリー</b> 一般的名称: 輸血・カテーテル用延長チューブ 販売名: <b>JMS延長チューブ</b> 長さ: <b>150</b> mm 容量: <b>1.0</b> mL 内径: <b>2.5</b> mm ③ PNロック  PN  ④ エチレンオキサイド滅菌法</p>	<p>①チューブ径色を両端にライン化(内箱のみ) ET-1 (細径): 紫色 ET-2 (通常径): 青色 ET-3 (太径): 緑色</p> <p>②材質表示 ※DEHP 製である規格は表示なし</p> <p>③長さ(mm)/容量(mL)/チューブ内径 (mm)を黒枠内に表示</p> <p>④特殊規格、先端 (入口・出口)、ポート種類+個数を表示</p> <p>※ラベルサイズを以下に統一 個包装 : 縦:50mmX 横:75mm 内箱 : 縦:100mmX 横:100mm</p>
<p>内箱</p>	<p>① 管理医療機器 品番: <b>JV-XXXXX</b> ② <b>PVCフリー</b> 一般的名称: 輸血・カテーテル用延長チューブ 販売名: <b>JMS延長チューブ</b> 長さ: <b>150</b> mm 容量: <b>1.0</b> mL 内径: <b>2.5</b> mm ③ PNロック  PN  ④ 使用期限: 数量: エチレンオキサイド滅菌法</p>	<p>①チューブ径色を両端にライン化(内箱のみ) ET-1 (細径): 紫色 ET-2 (通常径): 青色 ET-3 (太径): 緑色</p> <p>②材質表示 ※DEHP 製である規格は表示なし</p> <p>③長さ(mm)/容量(mL)/チューブ内径 (mm)を黒枠内に表示</p> <p>④特殊規格、先端 (入口・出口)、ポート種類+個数を表示</p> <p>※ラベルサイズを以下に統一 個包装 : 縦:50mmX 横:75mm 内箱 : 縦:100mmX 横:100mm</p>

■アイコン種類

特殊規格	先端形状		ポート種類		
	PN プラグ	出口 末端	ブラネクタ	ブラネクタ SC	三方活栓
		 フリーロック  アダプタ  PNロック  ロック	 PN 1  PN 2	 SC 1  SC 2	 三活1  三活2