

セーフティ SV セット仕様変更のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、セーフティ SV セットにつきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ・改正 JIS 対応に伴い、メスコネクタの仕様を変更いたします。
- ・品番、JANコードを変更いたします。
- ・本変更に伴い、電子添文を改訂いたします。

メスコネクタのタイプ	変更前	変更後
ソフトタイプ		廃止
ハードタイプ (ロックタイプ)	 (材質：PC)	 (材質：PVC)

※仕様変更に伴う価格、梱包単位の変更はございません。

対象規格

【変更前】

NO	品番	型式	JANコード	梱包単位
①	JV-SV21LS	2 1 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494055234	50 本×20 箱 = 1,000 本
②	JV-SV21LSL	2 1 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付ロック	4987494055272	
③	JV-SV22LS	2 2 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494055241	
④	JV-SV22LSL	2 2 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付ロック	4987494055289	
⑤	JV-SV23LS	2 3 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494055258	
⑥	JV-SV23LSL	2 3 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付ロック	4987494055296	
⑦	JV-SV25LS	2 5 G×3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494055265	

【変更後】

NO	品番	型式	JANコード	梱包単位
①②	JS-SSV21L	2 1 G × 3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494387328	50 本×20 箱 = 1,000 本
③④	JS-SSV22L	2 2 G × 3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494387403	
⑤⑥	JS-SSV23L	2 3 G × 3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494387397	
⑦	JS-SSV25L	2 5 G × 3 / 4" 誤穿刺防止機構付	4987494388981	

一般的名称：単回使用一般静脈用翼付針 販売名：セーフティ SV セット 医療機器認証番号：15700BZY00102000

変更時期

2026 年 6 月以降、在庫がなくなり次第、順次変更いたします。

※在庫状況により、前後する可能性があります、ご了承ください。

電子添文改訂時期及び閲覧方法

- ・本変更に伴い、電子添文を改訂いたします。
- ・最新の電子添文は、GS1 バーコードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることにより閲覧可能です。

販売名	電子添文閲覧用 GS1 バーコード
セーフティ SV セット	 (01) 0 4987494 38732 8
最新の電子添文掲載場所	URL
弊社ホームページ	https://medical.jms.cc/
医薬品医療機器総合機構 医療機器情報検索ページ	https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/

以上