

## セーフティ翼付採血セット 仕様変更のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、セーフティ翼付採血セットにつきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。


今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

- ・採血ホルダ部と翼状針部の接続部を接着いたします。
- ・品番、JANコードを変更いたします。
- ・本変更に伴い、電子添文を改訂いたします。

変更内容	
	接続強度向上のため、該当部へ接着剤を使用し接着いたします。

※仕様変更に伴う価格、梱包単位の変更はございません。

### 対象規格

#### 【変更前】

品番	型式	JANコード	梱包単位
JB-BSS2127N	2 1 G 3 / 4 2 7 0 mm N	4987494017249	20本×20箱=400本
JB-BSS2227N	2 2 G 3 / 4 2 7 0 mm N	4987494017256	
JB-BSS2327N	2 3 G 3 / 4 2 7 0 mm N	4987494017263	

一般的名称：単回使用採血用針 販売名：セーフティ翼付採血セット 医療機器認証番号：21600BZZ00348000

#### 【変更後】

品番	型式	JANコード	梱包単位
JS-BSSV2127	2 1 G 3 / 4 2 7 0 mm	4987494387380	20本×20箱=400本
JS-BSSV2227	2 2 G 3 / 4 2 7 0 mm	4987494387373	
JS-BSSV2327	2 3 G 3 / 4 2 7 0 mm	4987494387366	

一般的名称：単回使用採血用針 販売名：セーフティ翼付採血セット 医療機器認証番号：21600BZZ00348000


## 変更時期

2026年6月以降、在庫がなくなり次第、順次変更いたします。

※在庫状況により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 電子添文改訂時期及び閲覧方法

- ・本変更に伴い、電子添文を改訂いたします。
- ・最新の電子添文は、GS1バーコードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることにより閲覧可能です。

販売名	電子添文閲覧用GS1バーコード
セーフティ翼付採血セット	 (01) 0 4987494 38738 0
最新の電子添文掲載場所	URL
弊社ホームページ	<a href="https://medical.jms.cc/">https://medical.jms.cc/</a>
医薬品医療機器総合機構 医療機器情報検索ページ	<a href="https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/">https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/</a>

以上