

# インシュレット 100U仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、インシュレットの滅菌方法を下記の通り変更しますので、ご案内致します。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

## 変更内容

ガンマ線滅菌から電子線滅菌へ変更致します。


### ■ 対比表

項目	現 行	変 更 後
滅菌方法・表示 (個包装・内箱・外箱・ラベル)	ガンマ線滅菌済・埋込式	電子線滅菌済・埋込型
インジケータラベル * EB照射有無の認識ラベル	なし	インジケータラベル貼付 
シリアルバーコード * 滅菌管理用印字コード	なし	裏面に印字 

### ■ 個包装の表示

【現行】

【変更後】



針埋込式 製造販売元 ガンマ線滅菌済



針埋込型 製造販売業者 電子線滅菌済

## 対象規格

品番	販売名称	型式	JAN コード	梱包単位
JS-E100U27	インシュレット 100U	27G1X1/2	4987494023356	100 本/箱 X20 箱

承認/許可番号：14700BZZ00935000

\*変更後は JAN コードが 4987494289257 になります。

## 変更時期

変更は 2017 年 12 月弊社工場生産品より、随時変更致します。