

JMS 輸液セット（アイフューザー用）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



さて、この度、JMS 輸液セットにつきまして、下記の通り仕様変更のご案内をいたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

従来品	変更品
	
 <p>個包装 内箱 外箱</p>	 <p>個包装 内箱 外箱</p>
<p>変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・混注ポートを PN プラグに変更 ・販売名をアイフューザー輸液セットに変更 ・個包装、内箱、外箱デザインを変更 	

従来品

販売名	品目コード	品番	品名	JANコード
JMS 輸液セット	016520300	JE-IFP05	IF 11† BAG100ML FL1300	4987494208005

変更品

販売名	品目コード	品番	品名	JANコード
アイフューザー輸液セット	016820400	JE-IFP100CLB	IF BAG100PNP FL1300	4987494307111

変更時期

在庫がなくなり次第、順次変更になります。

以上