



JMS AVフィスチュラ仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS AVフィスチュラにつきまして、下記の通り変更のご案内を致します。今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

■チューブ材質・滅菌方法

チューブ材質 現行：DEHP-PVC ⇒ 変更後：TOTM-PVC
 滅菌方法 現行：ガンマ線滅菌 ⇒ 変更後：電子線滅菌

■JAN コード 現行規格と変更になります。(別紙参照)
 ※品番及び型式については変更ありません。

■個包装 滅菌方法の表示変更②と DEHP フリーのロゴ追加①

変更前



変更後




※16G, 17G も同様に表示を変更。

■内箱 滅菌方法の表示変更②と DEHP フリーのロゴ追加①

変更前




変更後



※16G, 17G, 兼用箱についても同様に表示を変更。

■外箱 E Bインジケータラベル貼付及びシリアルバーコードの追加
滅菌方法の表示変更②と DEHP フリーのロゴ追加①

変更前



変更後



※300mm 規格用、TWIN 規格用についても同様にデザインを変更。

■外箱への梱包方法 内箱側面が確認可能な梱包方法に変更

変更前



変更後



対象規格・変更ロット

別紙参照

別紙

品番	型式名	JANコード (変更前)	JANコード (変更後)	変更開始 ロット
JA-ASB6H-W	1 6 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494024186	4987494270460	2018年1月以降
JA-ASB6H-W-S	1 6 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494043743	4987494270477	171226.01
JA-ASB6-W	1 6 G × 1 " 3 0 0 mmWスリット	4987494023967	4987494270484	171121.01
JA-ASB6-W-S	1 6 G × 1 " 3 0 0 mmWスリット	4987494039128	4987494270491	171121.01
JA-ASB7L-WTS	1 7 G × 1 " 3 5 0 mmWスリットTW I N	4987494039159	4987494270507	171117.11
JA-ASB7H-W	1 7 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494024209	4987494270514	171226.01
JA-ASB7H-R	1 7 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494023981	4987494270521	171226.01
JA-ASB7H-WT	1 7 G × 1 " 1 5 0 mmスリットTW I N	4987494024216	4987494270538	2018年1月以降
JA-ASB7H-W-S	1 7 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494043750	4987494270545	171226.01
JA-ANB7H-B	1 7 G × 1 " 1 5 0 mm	4987494023998	4987494270552	2018年1月以降
JA-ASB7-W	1 7 G × 1 " 3 0 0 mmWスリット	4987494024001	4987494270569	171226.01
JA-ASB7-R	1 7 G × 1 " 3 0 0 mmスリット	4987494024018	4987494270576	2018年1月以降
JA-ASB7-WT	1 7 G × 1 " 3 0 0 mmWスリットTW I N	4987494024025	4987494270583	2018年1月以降
JA-ASB7-W-S	1 7 G × 1 " 3 0 0 mmWスリット	4987494039135	4987494270590	171225.01
JA-ASB8H-W	1 8 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494024292	4987494270606	2018年1月以降
JA-ASB8H-W-S	1 8 G × 1 " 1 5 0 mmWスリット	4987494043767	4987494270613	2018年1月以降
JA-ASB8H-WS	1 8 G × 4 / 5 " 1 5 0 mmWスリット	4987494024100	4987494270620	2018年1月以降
JA-ASB8H-RS	1 8 G × 4 / 5 " 1 5 0 mmスリット	4987494024124	4987494270637	171226.01
JA-ASB8-W	1 8 G × 1 " 3 0 0 mmWスリット	4987494024308	4987494270644	2018年1月以降
JA-ASB8-W-S	1 8 G × 1 " 3 0 0 mmWスリット	4987494039142	4987494270651	2018年1月以降
JA-ASB8-WS	1 8 G × 4 / 5 " 3 0 0 mmWスリット	4987494024117	4987494270668	2018年1月以降
JA-ASB8-RS	1 8 G × 4 / 5 " 3 0 0 mmスリット	4987494024315	4987494270675	2018年1月以降