

プラスチックカニューラ(一部規格)仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、プラスチックカニューラの一部規格につきまして、下記の通り仕様を変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

記

変更内容

アンプル長変更による薬剤の吸い残り低減を目的にカニューラ長を 6mm 延長

*お客様からの改良要望により変更



対象規格

販売名：プラスチックカニューラ

品番	JAN コード	型式
JV-PC35P	4987494252640	3 5 mm → 4 1 mm ピンク

※品番、JAN コードなどは変更ございません。

変更時期

2019年11月中旬頃より変更品にて生産を開始致します。

※納品は12月中旬以降を予定しておりますが、在庫状況により流通時期が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601