



経口用イルリガートル（PVCフリー）販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、経口用イルリガートル（PVCフリー）につきまして、下記の通り販売を終了いたしますので、ご案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

販売終了規格および代替規格

【販売終了規格】 経口用イルリガートル（PVCフリー） 医療機器届出番号：34B1X00001000018

品番	型式	JANコード	標準販売単価	梱包単位
JF-KA100CP	1000mL PVC 7リ-	4987494196401	630円/個	10個×10箱=100個

【代替規格】 ジェイフィード フィーディングバッグ 医療機器届出番号：34B1X00001000076

品番	型式	JANコード	標準販売単価	梱包単位
JF-FA100Q	1000mL DEHP 7リ-	4987494075034	500円/個	20個×4箱=80個















*代替規格の詳細および出荷時期等につきましては、弊社担当者よりご案内いたします。

販売終了時期

在庫が無くなり次第、販売を終了いたします。

※販売終了時期は、2019年12月頃と推測いたしますが、販売状況により前後する場合がございますので、ご了承ください。

販売終了規格と代替規格の相違点

相違点	販売終了規格	代替規格
バッグ形状 ・ デザイン		
	「黄色」を基調としたデザインにし、目盛の印字と「静注厳禁」表示を追加。	
チューブ部	点滴筒下部 1000mm 材質：ポリブタジエン	点滴筒下部 1150mm 材質：ポリ塩化ビニル（可塑剤 TOTM）
	点滴筒の形状、材質の変更。クランプの口色調（緑色から灰色）の変更。	
注入口		
	開閉部をジッパーに変更。	
取っ手 (新設)		
	手に持った方法とフックにかけた方法の2種類の開口操作が可能。	
ダイヤモンドホール (新設)		
	ダイヤモンドホールに栄養セットを掛けることで、チューブをまとめることが可能。	
個包装	 135×270mm	 200X205mm
内箱	 270×200×118mm	 270X190X200mm
外箱	 625×295×450mm	 565×425×225mm

* 個包装デザインのグレー部分は透明包装を示しています。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601