

ジェイフィード® EN採液チップ



接続例

- ジェイフィード ENシリンジに接続し、ミルクや薬剤等を採取する際に使用
- 接続方法：ロック式

品番	型式	JANコード	梱包単位
JF-3S03	中径タイプ	4987494340897	50本×10箱=500本

販売名：ジェイフィードEN採液チップ

医療機器届出番号：34B1X00001000106



※ジェイフィードは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。

製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号



お問い合わせ先カスタマーサポートセンター

0120-923-107

✉ csc@jms.co